

## Balise <title> **Hydropulseur | NP1 MICRO Jet Dentaire** **NEOPULSE®**</title>

<meta name="description" content=" Le **NP1 MICRO NEOPULSE®** est un jet dentaire simple, efficace et rapide pour compléter au quotidien son brossage de dents.

### <h1>Le **NP1 Micro NEOPULSE®**, le jet dentaire fixe le plus compact du marché </h1>

Si se brosser les dents est impératif, **se laver également tous les jours entre les dents** (nettoyage interdentaire) l'est tout autant pour garder **une bouche saine** et un **sourire éclatant** toute sa vie.

Le **NP1 Micro NEOPULSE®** est bien plus qu'un simple jet dentaire, c'est un jet d'eau multi-usage pour **des dents, une langue et un nez nettoyés en profondeur**.

### <h2>Pourquoi choisir le jet dentaire **NEOPULSE® NP1 Micro**? </h2>


Le **NP1 Micro NEOPULSE®** est le jet interdentaire fixe le plus **compact** du marché. **Ergonomique, élégant et nomade** grâce à sa trousse de voyage, il saura parfaitement s'adapter dans toutes les salles de bains si elle possède un petit plan de travail pour le poser. Il vous assurera un nettoyage en profondeur et complet :

- ✓ Des espaces interdentaires avec la **canule classique**
- ✓ Des appareils dentaires avec la **canule orthodontique**
- ✓ Des implants dentaires, Bridge, poches parodontales ... avec la **canule spécifique Neosoft®**
- ✓ De la langue avec la **canule gratte-langue**
- ✓ Et du nez avec la **canule nasale**

En complément du brossage, 1 à 2 fois par jour, le jet d'eau pulsé **NP1 Micro** vous offre un **nettoyage** efficace, simple, rapide et ludique de votre bouche et de votre nez.

### <h2> Quels sont les caractéristiques du jet dentaire **NEOPULSE® NP1 Micro**? </h2>

- ✓ Jet d'eau à pulsation 1200 puls/min
- ✓ Ultra Compact (H X L) : 12 X 7 cm

- ✓ Contenance du réservoir : 350 ml
- ✓ **Puissance avec réglage progressif de 3.5 bars à 7 bars**
- ✓ Rotation tête à 360°
- ✓ Choix de canules : 5
- ✓ **Nombre de canules fournies : 8**  
2 Classiques, 2 Gratte-langues, 2 Nasales, 1 Neosoft® et 1 Orthodontique
- ✓ Durée d'utilisation : environ 70 sec
- ✓ Alimentation, via un câble USB, plus de fil qui traîne dans la salle de bains !
- ✓ **Une trousse de transport offerte**
- ✓ Garantie : 2 ans
- ✓ **Réparable pendant et après la garantie** dans **l'atelier de NEOPULSE®** à St-nom-la Bretèche 
- ✓ Pièces détachées disponibles à l'achat sur [www.neopulse.fr](http://www.neopulse.fr)

## <h2>Pourquoi utiliser un jet dentaire NEOPULSE® ? </h2>




Compléter le brossage des dents par l'utilisation d'un jet dentaire vous assure un soin complet de la bouche. La puissance modulable de l'eau pulsée des jets dentaires NEOPULSE® permet :

- ✓ D'éliminer les **débris alimentaires** et la **plaque dentaire** restés coincés entre vos dents
- ✓ De prévenir et réduire le **saignement des gencives**
- ✓ De lutter contre la **mauvaise haleine**
- ✓ De nettoyer en profondeur les **implants** et **appareils dentaires**
- ✓ D'enlever les bactéries présentes dans les **poches parodontales**

L'utilisation au quotidien d'un jet dentaire NEOPULSE® va vous procurer un véritable confort et une sensation de fraîcheur. Finis le saignement des gencives et la mauvaise haleine, NEOPULSE® vous aide jour après jour à garder une bouche saine et en parfaite santé, tout en agissant positivement sur votre état de santé général.

## <h2>Quelle différence entre les différents jets dentaires NEOPULSE®? </h2>

Vous hésitez entre les différents jets dentaires NEOPULSE®, pour vous aider vous trouverez ci-dessous un tableau comparatif. Si vous avez encore des questions n'hésitez pas à les contacter via leur formulaire de contact sur le site [www.neopulse.fr](http://www.neopulse.fr) , l'équipe NEOPULSE® se fera un plaisir d'y répondre.

Modèle	NP1 MICRO	NP2 EASY	NP3 MY FIRST
			
	<b>Multi-usage</b>		<b>2 en 1</b>
	<i>Interdentaire, langue, hygiène nasale, appareils orthodontiques, implants, bridges...</i>		<i>Interdentaire et appareils orthodontiques</i>
	Le plus compact des jets dentaires fixes !	Tout en un, pour l'utiliser facilement où que vous soyez !	Idéal pour les novices du nettoyage interdentaire !
Type	Fixe	Poignée	Poignée
Dimensions (H x P cm)	12 x 7	22 x 8	23 x 4,5
Poids	350 g	310 g	273 g
Contenance du réservoir	350 ml	250 ml	145 ml
Nombre de réglages	Réglages progressif	5	6
Puissance minimum	3,5 bars	2,7 bars	1,7 bars
Puissance maximum	7 bars	7,6 bars	7 bars
Choix de canules	5	4	2
Nombre de canules fournies	8	5	4
Autonomie	5 jours	5 jours	10 jours
Durée d'utilisation	70 sec	60 sec	35 sec
Alimentation (sans socle)	Sur batterie rechargeable via câble USB Appareil basse tension sans risque d'électrocution	Sur batterie rechargeable via câble USB Appareil basse tension sans risque d'électrocution	Sur batterie rechargeable via câble USB Appareil basse tension sans risque d'électrocution
Trousse de transport	oui	oui	une pochette
Ventes pièces détachées	oui	oui	oui
Garantie	2 ans	2 ans	2 ans
Réparable sous et hors garantie	oui	oui	oui
	S'adapte à toutes les petites salles de bains	Parfait également pour les salles d'eau	