



ECG Electrodes
Electrodes ECG
EKG-Elektroden
Elettrodi per ECG
Eléctrodos ECG
EKG Elektroder
Ηλεκτρόδια ΗΚΓ
ЭКГ Электродов
ई.सी.जी. इलैक्ट्रोड्स
چست الکتروود یکبار مصرف



MEDICO
ELECTRODES



MODE D'EMPLOI

Ouvrir le sachet en suivant la ligne d'ouverture matérialisée.

1. Préparer les sites d'application cutanés. Retirer les poils excessifs, et vérifier que la peau est exempte de crème, huile, impuretés ... ou tout élément de nature à perturber le bon contact électrique.
2. Si nécessaire, nettoyer la peau avec du matériel adapté. Toujours s'assurer que le site d'application est sec et sain avant d'appliquer l'électrode.
3. Connecter les câbles aux électrodes.
4. Enlever la protection plastique et positionner les électrodes sur la peau. Faire adhérer l'adhésif par pressions légères avec le doigt.

INSTRUCTIONS FOR USE

Open the pouch along the indicated line.

1. Determine application sites. Remove any excessive hair, calluses and ensure the skin is clear of any oils, creams, fluids, dirt or other impediments to good electric contact.
2. If necessary, clean the skin with appropriate preparation material. Always ensure the application site is dry prior to application of electrodes.
3. Connect the lead wires to the electrodes.
4. Remove the plastic cover and position the electrodes on the skin. Smooth the backing surface with your finger as necessary.

BEDIENUNGSANLEITUNG

Öffnen Sie den Folienbeutel entlang der angezeigten Linie.

1. Bestimmen Sie die Verwendungsstelle. Entfernen Sie übermäßige Behaarung sowie Schwielen und stellen Sie sicher, dass die Haut frei von sämtlichen Ölen, Cremes, Fluids, Schmutz oder anderen Behinderungen für einen guten elektrischen Kontakt ist.
2. Falls nötig, reinigen Sie die Haut mit angemessenem Vorbereitungs material. Stellen Sie stets sicher, dass die Verwendungsstelle vor dem Anbringen der Elektroden trocken ist.
3. Verbinden Sie die Zuleitungsdrähte mit den Elektroden.
4. Entfernen Sie die Kunststoffabdeckung und positionieren Sie die Elektroden auf der Haut. Glätten Sie die rückseitige Oberfläche mit ihrem Finger, soweit dies nötig ist.



MEDICO ELECTRODES INTERNATIONAL LTD.
[AN ISO 13485 COMPANY]
www.medicoelectrodes.com
Plot 142A/11, 12, 27, 28 & 29, Noida Special Economic Zone,
Noida, Uttar Pradesh - 201305, India

EC REP Medico Electrodes Ltd.
Blvd. Saint-Michel 65/6,
1040 Brussels, Belgium

Made In India



Imported by :

Asept Inmed

9 avenue Mercure ZA Ecoparc 1
31130 QUINT FONSEGRIVES, FRANCE

Tel +33(0) 562 576 900 Fax +33(0) 562 576 901



Domaine d'utilisation / Contre indications

- Utilisation dans le cadre de transmission passive de signaux physiologiques électriques à partir d'une peau saine.
- À usage unique seulement. L'utilisation sur d'autres patients peut provoquer une infection croisée.
- Utilisation par du personnel formé et habilité, sous la supervision d'un médecin. Signaler au médecin toute allergie ou autre réaction de la peau.
- Le produit n'est pas destiné à un usage interne, consulter immédiatement un médecin en cas d'ingestion accidentelle. Ne pas utiliser sur nouveau né ou prématuré.
- Compte tenu du pouvoir adhésif significatif de l'électrode, ne pas appliquer sur patient à la peau fragile.
- Connecter uniquement avec des câbles patient et adaptateurs compatibles et validés pour cet usage. Ne jamais mettre en contact avec une source électrique externe.
- Dans le cadre d'une utilisation longue durée, vérifier, quotidiennement, l'adhésion de l'électrode et l'absence de réaction cutanée. Les électrodes ne peuvent pas être repositionnées.

NE PAS UTILISER SI LE GEL EST SEC OU DECOLORE.

Conditions de conservation

- Conserver les électrodes dans leur sachet d'origine, à plat, dans les limites de température indiquées.
- Utiliser rapidement les électrodes une fois le sachet ouvert. Protéger les électrodes restantes dans le sachet d'origine contre l'humidité, en refermant le haut du sachet sur lui-même.
- Éliminer en tant que déchets contaminés hospitaliers, conformément à la réglementation en vigueur.
- Si, lors de l'utilisation de cet appareil ou à la suite de son utilisation, un incident grave s'est produit, veuillez le signaler au fabricant et à votre autorité nationale.

Area of Application / Contra indications

- For use in passive sensing of bio-electric signals from the intact skin.
- For single use only. Use on other patients can cause cross infection.
- Apply only under the supervision of a physician. Any allergic or other skin reactions should be immediately evaluated by a physician.
- The product is not for internal use. In case of accidental indigestion of the electrode consult a physician immediately. Not suitable for use on newborn or premature infants.
- Due to high adhesion strength of the adhesive material, this product is not suitable for use on patient with fragile skin.
- Use only in combination with approved patient cables and adapters. Never allow contact with an external electric source.
- In the event of use over an extended period, check for secure adhesion and absence of skin reaction on a daily basis. Electrodes may not be repositioned.

DO NOT USE IF THE GEL IS DRY OR DISCOLORED

Storage

- Store in original packaging protected from weather & between the indicated temperatures.
- Once a pouch is opened, use electrodes promptly. Protect remaining electrodes in original pouch from moisture loss by folding-over the top and securing.
- Dispose off as hospital contaminated waste, in accordance with regulations in force.
- If, during the use of this device or as a result of its use, a serious incident has occurred, please report it to the manufacturer and to your national authority.

Anwendungsbereich / Kontraindikationen

- Für die Verwendung bei passiver Abtastung bio-elektrischer Signale von intakter Haut.
- Nur zum einmaligen Gebrauch. Die Anwendung bei anderen Patienten kann zu Kreuzinfektionen führen.
- Nur unter Aufsicht eines Arztes anwenden. Jede allergische oder anderweitige Hautreaktion sollte sofort von einem Arzt begutachtet werden.
- Das Produkt ist nicht für innere Anwendung vorgesehen. Im Falle versehentlichen Verschluckens der Elektrode bitte sofort einen Arzt konsultieren. Nicht geeignet für die Verwendung bei Neugeborenen oder Frühgeborene.
- Aufgrund der hohen Klebkraft des Klebematerials ist dieses Produkt nicht für die Verwendung bei Patienten mit empfindlicher Haut geeignet.
- Verwendung nur in Verbindung mit zugelassenen Kabeln und Adaptern. Niemals Kontakt mit einer externen elektrischen Quelle zulassen.
- Im Falle der Verwendung über einen längeren Zeitraum täglich auf sichere Haftung und Hautreaktionen überprüfen. Elektroden dürfen nicht neu positioniert werden.

NICHT VERWENDEN, WENN DAS GEL TROCKEN ODER VERFÄRBT IST

- In der Originalverpackung aufbewahren.
- Elektroden schnellstmöglich verwenden, sobald der Folienbeutel geöffnet wurde. Um Austrocknen der Elektroden zu vermeiden, den Beutel verschließen.
- Einmalprodukt; nicht wiederverwenden, es kann sonst zu Infektionen und zum Versagen des Produktes führen und die Patienten gefährden.
- Als Krankenhauskontaminationsabfall gemäß den geltenden Vorschriften entsorgen.
- Wenn während der Verwendung dieses Geräts oder infolge seiner Verwendung ein schwerwiegender Vorfall aufgetreten ist, melden Sie dies bitte dem Hersteller und Ihrer nationalen Behörde.

