

Référence : 8879

Reference : 8879

Désignation : Chausse-pied/Désenfileur

Name : Shoehorn/Underpants

Matériau : ABS

Material : ABS

Dimensions : 61 x 5 x 3 cm

Dimensions : 61 x 5 x 3 cm

Capacité :

Capacity :

Poids : 105 g

Weight : 105 g

Colisage : 1

Packing : 1

Réf. : 887999



Caractéristiques :

Ce système est composé d'un long tube avec rallonge, permettant de retirer vos bas ou chaussettes de contention avec facilité, sans se pencher et sans les abîmer. Le chausse-pied/désenfileur fait double emploi, puisque vous pouvez également l'utiliser en tant que chausse-pied.

Specification :

This system consists of a long tube with extension cord, allowing you to remove your stockings or compression socks with ease, without bending and without damaging them. The shoehorn/underpants makes double use, since you can also use it as a shoehorn.

Précautions d'utilisation



www.plastorex.fr

