



**OLFA**

**SOLUTIONS**



**CUVETTE RONDE DIAM.  
28 CM 3,5 L BLANCHE**

Fabriqué en France

RÉF. : 6836128

GTIN : ..... 3155538361288  
GMN (Basic UDI-DI) : .....

COMPOSITION : Polypropylène Blanc

**CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES**

Contenance : 3,5 L  
Diamètre : 28 cm  
Hauteur : 10 cm

**INFORMATIONS PRODUIT**

Cuvette multi-usages.  
Empillable

**RECOMMANDATIONS / CONSEILS**

**PRÉCAUTIONS D'EMPLOI**

**ENTRETIEN / NETTOYAGE**

**NORMES / CONFORMITÉ**

DIMENSIONS PRODUIT (cm)	POIDS PRODUIT (gr)	VOLUME PRODUIT (dm3)	CONDITIONNEMENT	ETIQUETAGE	QTE PAR CARTON (PCS)	QTE PAR PALETTE	POIDS PALETTE (kg)	POIDS CARTON (kg)	CARTON (LxIxH cm)
Cf . Caractéristique technique	181 g	3,500 dm3	CONDITIONNEMENT : 5 pièces Poids du sachet : 0,850 Kg	une étiquette par sachet de 5 pièces		450			