

Produit distribué par :



Photo non contractuelle

**FICHE DESCRIPTIVE
TECHNIQUE ET COMMERCIALE**

Désignation commerciale : Rouleaux de draps OUATE pure blanche **Gaufrée** pour tables d'examen - Laize 50cm - One Ply
Marquage : M'Roll

Destination : Pour tables de consultations médicales en cabinet ou milieu hospitalier - gynécologie - pédiatrie
Peut se positionner sur notre dérouleur LJ40ABL

Texte orienté consommateurs : Rouleau de draps d'examen pure cellulose réalisé dans une ouate 1 pli nouvelle technologie
Allie un aspect soigné, un confort d'utilisation, et une résistance hauts de gamme, à prix d'appel
Finition gaufrée pour l'aspect et le confort.
Longueur au standard du marché actuel dans cette catégorie avec ses 135 formats prédécoupés
Colisage économique par 12 rouleaux - pour transport et stockage optimisés

Références : interne Global Hygiène : **J126GMR**
Code douanier : 48189010
EAN13 : 3700178240181

Dimensions : Laize : 49,8 cm
Longueurs selon calculs (voir NB) : 47,25 mètres soit 135 fmts de 35 cm (+/-5%)
Poids du rouleau : 0 Kg 800 (+/-5%)
Diamètre intérieur mandrin : 39 mm lisse
Diamètre extérieur rouleau : Nominal 10,7 cm (compris entre 10,5cm et 10,8cm maxi)

Matière première : Qualité ouate : ouate 100% pure pâte de cellulose vierge
Blancheur : supérieure à 82 %
Traitement : Résistance humide "WS"
Aspect : Gaufré
Nombre de plis : 1 épaisseur
Assemblage : Sans objet - ouate d'un seul tenant
Grammage : 1 x 32 gr/m²
Résistance sans marche : comprise entre 350 et 370 N/m
Résistance sans travers : comprise entre 160 et 180 N/m
Allongement : jusqu'à 25 %

Conditionnement : Unité de Facturation (UF) : Carton de 12 rouleaux
Colis de : 12 rouleaux
Poids net du colis : 9 Kg 600
Poids brut du colis : 10 Kg 340
Dimensions colis : Larg 440 mm x Prof; 335 mm x Haut. 510 mm
Volume colis : 0,076 m³
Type palette : 80 x 120 cm
Nombre d'UF /palette : 24 cartons
Nombre de colis /palette : 24 cartons
Plan de palettisation : 4 rangs de 6 colis
Dimensions palette hors tout : long. 120 cm x larg. 80 cm x haut. 270cm

Nota Bene : Version 2016 06 16 v2: Les présentes caractéristiques sont susceptibles d'être modifiées sans préavis de notre part.
Contrôle de fabrication réalisé sur le poids du produit fini dans les tolérances définies par la Norme AFNOR