

## Valaroll® Draps d'examen plastifiés

**Référence**    **Taille**  
**992611**      **50 x 114 cm**



### Produit

Drap d'examen en ouate de cellulose de couleur bleue et film transparent plastifié.  
Non stérile à usage unique.

### Indications / Classification

Pour la protection des tables d'examen ou de la literie.

### Spécifications

#### Composition :

1 pli 100 % film de polyéthylène transparent  
Épaisseur : 14 +/- 2µ µm  
1 pli 100 % cellulose vierge bleue  
Grammage : 26 +/-0,5 g/m<sup>2</sup>

#### Dimensions :

Longueur du rouleau : 72 m +/- 5%  
Largeur du rouleau : 50 +/- 1cm  
Longueur de la feuille : 114 cm +/- 5%  
Largeur de la feuille : 50 +/- 1 cm  
Nombre de feuilles par rouleau : 60

#### Caractéristiques physiques :

Capacité d'absorption (ISO 12625-8) : 196,6 ml/m<sup>2</sup> env.

Grammage total (ISO 12625-6) : 40 g/m<sup>2</sup> env.

Résistance à la rupture par traction sens machine (ISO 12625-4) : 29,2 N +/-10%

Résistance à la rupture par traction sens travers (ISO 12625-4) : 13,4 N +/-10%

Résistance à la rupture par traction à l'état humide sens machine (ISO 12625-5): 24,5 N +/-10%

Résistance à la rupture par traction à l'état humide sens travers (ISO 12625-5): 14,5 N +/-10%

Épaisseur (ISO 12625-3) : 0,157 mm

### Présentation / Conditionnement

Les rouleaux sont protégés individuellement dans un sachet plastique, puis conditionnés dans un carton.

#### Condition de stockage :

Température : 10-30°C -Humidité relative : 30-60 % -Eviter l'exposition directe au soleil.

Référence	Taille ou dimensions produit	Nb unités / sachet	Nb sachets / carton	Nb cartons / palette
992611	50 x 114 cm	1	6	36

Référence	Taille ou dimensions produit	Dimensions carton	Dimensions palette
992611	50 x 114 cm	520 x 310 x 220 mm	800 x 1200 x 1650 mm