



[Fiche technique]

Sac d'intervention à bandoulière 30L

Réf. 291700

Sac d'intervention compact et robuste.

Fond renforcé pour une meilleure durabilité : mousse polyéthylène 8 mm et carte polypropylène de 0,8 mm.

2 poignées de portage main de 15 cm avec mousse de 8 mm pour un meilleur confort.

Sangle bandoulière réglable d'une seule main pour le portage épaule de 60 à 120 cm. Fixation amovible par 2 crochets avec ergo anti retour en inox.

Patte d'épaule sur la sangle pour plus de confort.

Ouverture complète en U par le haut du sac grâce au zip avec curseur cadenassable/scellable de taille 10.

Ce sac est équipé des éléments internes amovibles suivants :

- 3 trousse de couleurs distinctes (rouge, jaune et vert) avec fenêtre transparente pour visualiser rapidement le contenu et poignées. Polyester 400 deniers enduction PVC pour l'imperméabilité et fermeture par zip taille 8.

Dimensions (Lxlxh) : 24 x 20 x 8 cm.

- 1 poche isotherme en mousse aluminisée de 6 mm avec velcro. Dimensions (Lxl) : 20 x 25 cm.

- 1 ampoulier 12 emplacements en mousse thermo-compressée avec passant ceinture (ouverture rapide par zip T.8). Dimensions (Lxlxh) : 11 x 15,5 x 6 cm.

- 2 séparations amovibles permettant d'obtenir 3 compartiments dans la poche centrale. Mousse polyéthylène renforcée par une carte de Polypropylène assurant rigidité et protection contre les chocs.

- 1 porte-étiquette au dos du sac.

- 3 poches extérieures renforcées.

- 6 bandes rétro réfléchissantes 3M : 2 à l'avant, 2 à l'arrière, et 1 de chaque côté.

Sur consultation, vous pouvez personnaliser votre sac grâce à une large surface disponible pour le marquage.

Informations complémentaires

Zips surdimensionnés avec curseurs cadenassables/scellables.

Caractéristiques techniques

Dimensions	(Lxlxh) Sac 46 x 31,5 x 27 cm. Poche centrale 35 x 24 x 27 cm. Poche frontale 31 x 5 x 18 cm. Poches externes 26 x 5 x 18 cm
Volume	30 L
Matière	Cordura 1000 deniers avec enduction PVC, traitements téflon, traitement anti-tâche et déperlant. Épaisseur : 0,8 mm, grammage : 700 g/ m ² .Imperméabilité de la toile : 10 000 mm de colonne d'eau. Épaisseur de la bandoulière : 1,6 mm. Doublure 210 deniers en polyester enduit PU. Sangle bandoulière : en polypropylène, densité de la sangle 465Kg /m ³ , épaisseur 1,6 mm, largeur 38mm.
Poids	1,7 kg (sac + accessoires)
Couleur	Rouge
Charge maximale admissible	30 kg
Livré avec	Accessoires amovibles : 3 pochettes, 1 mini-ampoulier, 1 poche isotherme, 2 séparateurs.
Garantie	1 an
Normes et Certification	Toutes les poches sont conformes à la réglementation européenne REACH Conforme à la norme EN 1865-4.2012
Accessoires et Consommables	
Entretien	Lavage à l'eau savonneuse ou nettoyage haute pression Le sac peut également être lavé en lave linge à 40°C à condition de retourner le sac pour ne pas abîmer les bandes rétro réfléchissantes (environ 350 lavages) Séchage à l'air libre ou en sèche-linge à 40°C
Accessoires et Consommables	Réf. 291710 - Ampoulier thermoformé bandoulière Réf. 291713 - Poche isotherme amovible Réf. 291711 - Trousse d'intubation verte Réf. 291712 - Trousse perfusion rouge Réf. 291714 - Trousse multi-usage jaune

Photos



Sac de secours rouge 30L

