

## ASPIRATEUR À MUCOSITÉS CA-MI NEW ASKIR 30, BOCAL POLYCARBONATE AUTOCLAVABLE, 1000 ML

Réf. BCASPI12

CA-MI

GARANTIE  
3  
ANS  
YEARS  
GUARANTEED

CE  
0123

DISPOSITIF MEDICAL CLASSE  
MEDICAL DEVICE II



# ASPIRATEUR À MUCOSITÉS CA-MI NEW ASKIR 30, BOCAL POLYCARBONATE AUTOCLAVABLE, 1000 ML

Réf. BCASPI12

**Aspirateur chirurgical électrique fixe, destiné à drainer les liquides organiques et permettant de pratiquer des aspirations orales, nasales et trachéales chez les adultes et les enfants.**

Convient aux patients trachéotomisés et est idéal pour les applications chirurgicales mineures ainsi que les traitements postopératoires à domicile.

Principales applications: Endoscopie, Gastroenterologie, Chirurgie générale, Soins à domicile, Obstétrique, Chambre, Med. vétérinaire.

- Le système principal est équipé d'un manomètre (bar & kPa) et d'un régulateur de vide
- Pied à roulettes en option
- Accessoires fournis : Bocal de recueil des fluides muni d'une valve anti-reflux avec différentes options / Tuyaux Silicone (autoclavables) 6 x 10mm et connecteurs coniques  $\varnothing$  8-9-10 mm / Filtre antibactérien & hydrophobe (patient unique) / Canule CH20 / Cordon d'alimentation avec prise Schuko
- Moteur: Pompe à piston sans huile ne nécessitant aucun entretien
- Alimentation : 230V-50Hz - autres configurations disponibles sur demande
- Vide Maximum (Ajustable) : 0,80 Bar -80 kPa -600 mmHg
- Débit libre d'air max : 40 l/min
- Niveau Sonore : 60,5 dBA
- Cycle de fonctionnement ininterrompu
- Poids : 3,6 kg / Dimensions : 35 x 21 x 18 cm

## CARACTERISTIQUES

Dispositif médical : Oui Classe IIa

Marquage : CE0123

Code barres : 8033622540120

Garantie (mois) : 36

Code douanier : 90189084

Stérile : Non

## MESURES

Unité nue

Unité emballée

Largeur unitaire (cm) : 18,0

Largeur conditionnement (cm) :

Longueur unitaire (cm) : 35,0

Longueur conditionnement (cm) :

Hauteur unitaire (cm) : 21,0

Hauteur conditionnement (cm) :

Poids unitaire (kg) : 3,600

Poids conditionnement (kg) : 3,800

## CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES :

Température mini : -20

Température maxi : 45

Humidité mini : 1

Humidité maxi : 85



30/03/2022 22:43 - Cet article est consultable sur notre site web : [www.gsh-med.fr](http://www.gsh-med.fr) avec la Réf. BCASPI12

Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.