

Brancard Pliable en 4

Réf. SBRAN080



I. Descriptif :

Dimension du produit déplié (L x l x H) : 208 x 54,5 x 13,5cm

Dimensions du produit plié (L x l x H) : 105 x 18 x 10cm

Dimension de l'emballage : 108 x 19 x 12cm

Poids net: 4.7kg/ Poids brut: 6kg

Capacité de charge : maximum 159kg

II. Recommandation d'utilisation :

Ce brancard pliant est constitué d'un alliage aluminium de haute résistance et d'un tissu étanche, ignifugé et anti fissuration. Facile à transporter et à stocker, cette civière à balancier peut être pliée dans sa longueur et dans sa largeur.

Approuvé pour son efficacité, ce brancard est à la fois adapté aux ambulances et aux hôpitaux en ce qui concerne le transport de personnes blessées ou malades lors de situations d'urgence.

III. Précautions d'utilisation :

Lors du transport de patients, il est essentiel de verrouiller correctement les sangles de sécurité.

IV. Entretien :

Veiller à un bon entretien au quotidien

Nettoyage avec un désinfectant de surface.


V. Stockage et Transport :

Entreposer dans un endroit à l'abri de l'humidité, ce qui pourrait entraîner la corrosion du produit.



Manufacturer :

Zhangjiagang Xiehe Medical Apparatus & Instruments Co.,Ltd.
NO.7th, MiddleXinzha Road, Zhashang Industrial Zone,
Yangshe Town, Zhangjiagang City, Jiangsu Province 215600, China



SUNGO EUROPE B.V.
Olympisch Stadion 24,
1076DE Amsterdam
Netherlands