

# Gel lubrifiant stérile

**NeoJelly®**

Lubrifiant

## 1 INFORMATIONS SUR LE DISPOSITIF OU EQUIPEMENT

**Code CLADIMED :** K50ZZ99

**Code LPPR\* si applicable :** NA

\*Liste des produits et prestations remboursables inscrits sur la liste prévue à l'article L165-1

**Classe du DM :** IIa

**Directive de l'UE applicable :** 93/42/CE

**N° Organisme notifié :** 0123

**Première mise sur le marché de l'UE :** 2021

**Fabricant :** JIANGSU PROVINCE JIANERKANG


### Descriptif du dispositif :

Gel lubrifiant stérile qui garantit une lubrification optimale pour un grand nombre de procédure dans le secteur des soins.

Il est soluble dans l'eau et ne contient pas de graisse ni d'alcool. Il n'endommage ni le caoutchouc, ni le plastique. Il peut en toute sécurité être utilisé sur les tissus humains (non irritant).

### Références Catalogue :

Désignation du produit	Référence ASI	Cond
Sachet de 5g	250999	Boîte de 150 u.
Tube de 5g	251000	Boîte de 48 u.
Tube de 42g	251001	Boîte de 12 u.
Tube 82g	251002	Boîte de 12 u.

### Principaux composants et matériaux :

Mélange de Glycérine, Polyéthylène Glycol (PEG), Carbomère, Méthyl Parabène, Propyl Parabène, Eau purifiée

**Pour les composants susceptibles d'entrer en contact avec le patient et / ou les produits administrés, précisions complémentaires :**

**Latex :** Absence

**Phtalates classés CMR de catégorie 1A ou 1B :** Absence

**Origine animale ou biologique :** Absence

**Bisphénol A :** Absence

**Domaines et indications (selon nomenclature Euro-Pharmat) :**

**Domaines :**

Endoscopie  
Gynécologie  
Obstétrique  
Urologie

**Indications :**

Endoscopie  
Gynécologie  
Gynéco-obstétrique  
Intubation endo trachéale  
Sondage urinaire intermittent  
Urologie

**2 PROCEDE DE STERILISATION :** Rayon Gamma

**3 CONDITIONS DE CONSERVATION :**

**Conditions normales de conservation et de stockage :**

Lieu sec et frais (entre 10 et 35°C), à l'abri de la lumière du jour, de la poussière et des émanations chimiques.

**Précautions particulières :**

Intégrité de l'emballage.

**Durée de validité du produit :**

3 ans.

**4 PRECAUTIONS D'EMPLOI :**

Se référer à la notice d'utilisation.

**AUTRES DETAILS TECHNIQUES :**

Hydro soluble

**CONTACT :**

CORRESPONDANT MATERIOVIGILANCE : Mme Cindy CAVELIER – [ccavelier@aseptinmed.fr](mailto:ccavelier@aseptinmed.fr)  
Tel : 05.62.57.69.18 – Fax : 05.62.57.69.01