



[Fiche technique]

Masque de bouche-à-bouche avec porte clé souple

Réf. 296296

Valve à filtre unidirectionnelle intégrée et filtre jetable pour protéger le secouriste des substances corporelles potentiellement infectieuses du patient, comme le vomi ou le sang.

Informations complémentaires

Durée de vie 3 ans.

Température d'utilisation : 15 à 25°C.

Caractéristiques techniques

Utilisation	Usage unique
Matière	Pochette en nylon Masque en polyéthylène (sans latex)
Couleur	Pochette : rouge
Livré avec	Un porte-clés en nylon rouge
Classification	Dispositif médical de Classe 2a