



Fiche Technique

Référence : COU 6072 HO

Gencod : 3760098256075



Les informations contenues dans cette notice sont l'expression la plus exacte et la plus précise possible de nos connaissances actuelles. Elles ne sont données toutefois qu'à titre indicatif. Ces informations ne sauraient impliquer une garantie de notre part

Photo non contractuelle

Coussin hémostatique stérile

Descriptif :

Le coussin hémostatique est conçu pour se substituer à la compression manuelle en s'imbibant de sang. Un équilibre s'établit avec la pression sanguine dans les vaisseaux, ce qui ralentit progressivement l'hémorragie.

Composition :

- 1 paire de gants,
- 1 compresse 12 cm x 10 cm,
- 1 tampon mousse 12 cm x 10 cm x 3 cm,
- 1 bande élastique de contention avec fixation par scratch

Indications :

Le coussin hémostatique stérile est à usage unique.



Avec Farmor, prenez le Reflex

<http://www.reflex-premiers-secours.com> - info@reflex-premiers-secours.com

