



[Fiche technique]

## Masque de bouche-à-bouche avec étui soudé

Réf. 248096

Avec filtre. Très compact.

Dispositif pratique que l'on peut emporter avec soi.

L'air est administré au patient lorsque l'intervenant expire à travers un filtre jetable qui le protège des substances corporelles potentiellement infectieuses du patient, telles que le vomi ou le sang.

## Informations complémentaires

Température de stockage et d'utilisation : de 15°C à 25°C

Taux d'humidité : jusqu'à 85%

Durée de vie : 3 ans

## Caractéristiques techniques

<b>Marque</b>	Dumont Sécurité
<b>Utilisation</b>	Usage unique
<b>Stérile</b>	Non stérile
<b>Matière</b>	Masque : PE Filtre : PP Emballage : aluminium Absence de latex
<b>Poids</b>	3 g
<b>Normes et Certification</b>	ISO 13485
<b>Classification</b>	Dispositif médical de Classe 2a

## Photos



Masque bouche à bouche à  
usage unique

