

# PÉDALIER



| Référence | Désignation |
|-----------|-------------|
| SE06PDL05 | Pédalier    |

## Atouts :

- Idéal pour maintenir sa capacité d'exercices physiques.
- Posé au sol : pour les jambes et les abdominaux.
- Posé sur une table : pour les épaules et les bras.
- Stable.
- Bouton de réglage de force.
- Pratique il se plie et se range facilement.



## Indications :

- Pour une rééducation musculaire.
- Pour un renforcement musculaire.
- Pour personne à mobilité réduite.

## Description :

- Plié : largeur 39 cm, profondeur : 30 cm, hauteur 20 cm
- Déplié : largeur 39 cm, profondeur : 49 cm, hauteur : 30 cm
- Poids net : 2,115 kg

## Composition :

- Acier
- Thermoplastique élastomère

## Entretien :

- Nettoyage par essuyage.

## Précautions d'emploi :

- Tenir hors de portée des enfants.
- PharmaOuest Industries ne peut être tenu responsable de tous dommages liés à une utilisation non conforme du produit.

## Conditionnement :

- A l'unité, sous boîte carton, encombrement : 32 x 41 x 21 cm.
- Poids brut : 2,415 kg.

