

Rééducation > Fournitures thérapeutiques > Balles de thérapie et accessoires


Rééducation > Fournitures thérapeutiques > Gamme Thera-Band®

Pédiatrie > Matériel / Equipement > Equilibre

Pédiatrie > Matériel / Equipement > Eveil sensoriel

## Ballon ABS Thera-Band®

● disponible sous 10 jours



- Les ballons d'exercice Thera-Band™ avec système ABS (anti-éclatement) procurent une marge de sécurité supplémentaire, même lors d'un usage dynamique
- Conçus pour résister à de très fortes pressions, les ballons ABS sont munis d'un système de sécurité assurant un dégonflage très lent en cas de perforation
- Chaque ballon est livré avec deux bouchons
- Les ballons sont disponibles en 5 diamètres pour s'adapter aux différentes tailles des utilisateurs

### Taille du ballon recommandée

#### Si vous mesurez :

< 155 cm

156 à 165cm

166 à 178cm

179 à 204cm

205cm et +

#### Utilisez

un ballon jaune (ø 45cm)

un ballon rouge (ø 55cm)

un ballon vert (ø 65cm)

un ballon bleu (ø 75cm)

un ballon argent (ø 85cm)