

OSCAR BY CLINIBED



Faire le choix du coussin d'allaitement et de positionnement OSCAR de CLINIBED c'est bénéficier de l'expertise d'un Fabricant FRANÇAIS spécialisé dans le confort du Patient.

Pour les mamans à la Maternité et au domicile:

Coussin de positionnement et d'allaitement de la femme enceinte. Le coussin d'allaitement OSCAR de CLINIBED est très ergonomique s'adapte à la maman tout au long de la grossesse.

Pour la position allongée de côté pour soulager le poids du ventre mais aussi permettre un calage doux pour le repos en journée et le sommeil la nuit. Une multitude de positions et de possibilités s'offrent à vous grâce à son remplissage en micro-billes de polystyrène très souple et très ergonomique. Pour l'arrivée de Bébé le coussin se transforme en coussin d'allaitement à mettre autour de la taille ou pour donner le biberon sans effort. Il facilite l'allaitement et diminue la fatigue post-natale.

Le coussin d'allaitement OSCAR de CLINIBED est conçu pour une hygiène parfaite : il se décontamine de surface avec un désinfectant non chloré. En option: La Housse en poly-coton avec ZIP se lave à 60°C et optimise le confort.

Pour les Professionnels des soins en Rélexologie plantaires, en Kinésithérapie, en Ostéopathie:

Le coussin OSCAR de CLINIBED offre des multitudes de possibilités pour le confort des soins sur table de massage. Il permet le calage du patient en position allongée et semi-allongée.

Grâce à son enveloppe décontaminable de surface le coussin OSCAR se décontamine de surface avec un désinfectant type SURFANIOS du Laboratoire ANIOS.

En option: La Housse en poly-coton avec ZIP se lave à 60°C et optimise le confort.

Composition: Enveloppe CLINICARE polyester enduite polyuréthane imperméable et souple.
Remplissage microbilles de polystyrène.

Dimension: 170x 30 cm

OSCAR : Coussin Allaitement

HCOUSAL : Housse avec ZIP Motif ZETOILE

