

FICHE TECHNIQUE

iD Comfy Junior Slip XS

5501025140



DIMENSIONS (mm)

Longueur totale
Largeur totale (av/arr)
Longueur tampon
Largeur tampon (av/arr)
Pliage

CIBLE

620 mm
410 mm
510 mm
120 mm
3

TOLERANCE

+/- 20 mm
+/- 20 mm
+/- 20 mm
+/- 20 mm

POIDS (g)

Poids total

CIBLE

63.5 g

TOLERANCE

+/- 5%

COMPOSITION

Pâte Fluff
Super absorbant
Voile intérieur
Voile d'acquisition
Enveloppe extérieure
Barrières anti-fuites
Elastiques entrejambe
Elastiques barrière anti-fuites
Attaches de fermeture
Témoin de saturation
Ceinture élastique
Fabriqué en Europe

100% Fibres cellulosiques blanches
polyacrylate de sodium (odour control)
polypropylène Hydrophile
complexe PET/PP blanc
complexe PP/PE
Polypropylène hydrophobe
2 x 3 élastiques synthétiques
2 x 1 élastiques synthétiques
4 attaches combi-flex wave
1 trait de colle + encre
complexe PP élastiques transparent

PERFORMANCE

Absorption ISO 11-948
(ROTHWELL)

ABSORPTION

1550 ml

TOLERANCE

+/- 10%

CONDITIONNEMENT

Sachet 14 produits
Carton 12 sachets
Palette 18 cartons

Tous nos produits sont testés sous contrôle dermatologique, sont sans latex et portent un marquage CE.

