



Mallette de transport isotherme M

Pratique, légère et solide, elle est indispensable au quotidien.

CARACTÉRISTIQUES



Sécurité assurée :

- ▶ Excellente isolation thermique.
- ▶ Ultrarésistante pour un usage intensif.
- ▶ Protection optimale contre les chocs.
- ▶ Marquage UN3373 réglementaire.

Haute qualité de fabrication :

- ▶ Réflexion du froid assurée par la métallisation double face.
- ▶ Matériau polyester haute qualité 600 deniers et fond extérieur renforcé en PVC.
- ▶ Fermeture zippée avec double glissière.
- ▶ Coutures renforcées, mousse isolante, intérieur métallisé.

Confort d'utilisation :

- ▶ Légère et facilement manipulable.
- ▶ 3 filets pour les plaques eutectiques : un plus pour maintenir les prélèvements à température idéale.
- ▶ 4 poches extérieures pour les documents.
- ▶ Facile à nettoyer et à désinfecter.
- ▶ 2 poignées + 1 bandoulière ajustable.
- ▶ Peut contenir : 1 plateau et 5 Hemobox® 5 ou 7 Hemobox® 5 sans plateau, 6 Hemobox® 4 ou 10 Hemobox® 1.
- ▶ **Préconisation pour le transport de 5 H5 :**
2 plaques eutectiques M (STI808 ou STI809) + 1 plaque L (STI810 ou STI811).
- ▶ 2 coloris au choix  

1 grand filet supérieur pour placer 1 plaque eutectique

Intérieur métallisé :
excellente isolation thermique

Fond renforcé

2 filets latéraux pour
plaques eutectiques

2 poignées avec
rabat auto-agrippant



Dimensions int. en mm : L340 x l210 x H155
Volume : 12 l
Matériaux : polyester / PVC
Poids net : 0,513 kg
Livrée vide

ACCESSOIRES

vendus séparément



Plaques eutectiques rigides M et L.



Plateau intérieur pour maintenir 5 Hemobox® 5.