

FICHE TECHNIQUE : **DECHETS MEDICAUX**



Désignation : **Support plan ventouses mini**

Référence : **ST04097**

Date : **31/03/2016**



Dimensions :

ST04097: L= 140 mm, l = 140 mm, H= 95 mm

Poids : 365 gr

Matière : Tôle épaisseur 2 mm

Caractéristique :

Support adapté aux paillasses et toute autre surface plane (non poreuse, à cause des ventouses)

Composition

Pièce 1 : Support avec 4 ventouses (montées)

Pièce 2 :

Conditionnement :

Dimensions carton : 250 x 190 x 150 mm

Quantité par carton : 5



Description :

Support adapté pour tous les mini-collecteurs STIL'eco ESSENTIA (0.6L, 0.8L et 1.1L)

Fixation avec ventouses pour optimiser la stabilité

Les mini-collecteurs sont maintenus grâce à l'ouverture du support (Voir ci-dessus).

Facile à mettre en place et à utiliser sur tout plan de travail



+

