

CANNES T PLIANTES ADVANCE



- ✓ Poignée « soft » bimatière
- ✓ Pliante et réglable en hauteur
- ✓ Bague anti bruit
- ✓ Livrée avec sacoche

DESCRIPTIF

Les cannes T Advance pliantes possèdent une poignée exclusive réalisée en polypropylène et élastomère souple pour un confort inégalé. Elles se règlent en hauteur et sont équipées d'une bague de serrage anti-bruit. Elles sont livrées avec sacoches pour se ranger aisément dans un sac.

Matériaux : Tube duraluminium peinture epoxy noire, poignée bi matières (polypropylène et élastomère) et embout caoutchouc.

Poids maximal autorisé 110 Kg

Garantie : 2 ans

Référence	Désignation	Hauteur poignée/sol	Longueur poignée	Poids	Poids supporté
250611	canne T pliante Advance bi matière grise	82,5/92,5 cm	14 cm	0,400 kg	110 kg
250613	canne T pliante Advance bi matière bleue				
250617	canne T pliante Advance bi matière verte				

CANNES T PLIANTES ADVANCE**EAN, PRISE EN CHARGE, PRIX DE VENTE CONSEIL**

Références	Désignations	Code EAN	LPPR TTC	Prix public TTC conseil
250611	canne T pliante Advance bi matière grise	3401099680512	1296787 (12,20 €)	14,40 €
250613	canne T pliante Advance bi matière bleue	3401099680680		
250617	canne T pliante Advance bi matière verte	3401099680741		