


# TIKI Cannes anglaises enfants



**GARANTIE 2 ANS**  
POIDS SUPPORTE: 100 KG

black anis (200527)

Conditionnement :  
Carton de regroupement : 140  
Palette : 420



Les cannes **TIKI** avec leur appui brachial réglable en hauteur, sont testées et certifiées jusqu'à 100 kg pour les jeunes et adolescents.

Matériaux : aluminium et polypropylène

- > Coloris et design attractifs
- > Embout antidérapant
- > Appui brachial réglable en hauteur (3 positions)



Réglage avec bouton poussoir



Clip de réglage



Black anis (200527)



Red et blue (200528)

## DIMENSIONS

Hauteur poignée/sol	Réglage poignée	Largeur manchette	Poids
55/77 cm	11/21 cm	7 cm	0,33 kg

## EAN, PRISE EN CHARGE

Codes	Désignations	Codes EAN	LPPR TTC
200527	Canne enfant NewTiki black anis	3701127753325	
200527s	Canne enfant NewTiki black anis ss	3701127753332	6238091
200528	Canne enfant NewTiki red blue	3701127753349	12.20 €
200528s	Canne enfant NewTiki red blue ss	3701127753356	

