



255611



255613



255617



255619



255620



255623



255624



255625



255819

- ✓ Large choix de motifs
- ✓ Pliante et réglable en hauteur
- ✓ Supporte 110 kg
- ✓ Poignée Derby
- ✓ Bague anti bruit



Embout de remplacement :  
S25EMB : embout canne  
fantaisie

**Poids maximal autorisé 110 Kg**

## DESCRIPTIF

**Garantie : 2 ans - Durée d'utilisation : 2 ans**


Légère, elle facilite la mobilité. Sa poignée derby est d'un grand confort dans l'utilisation. La bague de serrage anti bruit apporte un confort supplémentaire. Cette canne est facile à transporter dans son étui.

Matériaux : Tube duraluminium, décalcomanie imprimé et embout caoutchouc.

Conditionnement : x 50.

Références	Désignations	Hauteur poignée/sol	Longueur poignée	Poids	Poids supporté
255611	canne derby pliante cashmere fantaisie	86/96 cm	12 cm	0,380 kg	110 kg
255613	canne derby pliante cashmere pastel				
255617	canne derby pliante flore				
255619	canne derby pliante black & white				
255620	canne derby pliante indira			0,350 kg	
255623	canne derby pliante flower				
255624	canne derby pliante girafe			0,380 kg	
255625	canne derby pliante butterfly				
255819	canne derby pliante blister				

## EAN, PRISE EN CHARGE

Références	Désignations	Code EAN	LPPR TTC
255611	canne derby pliante cashmere fantaisie	3401099812067	1296787 (12,20 €) 
255613	canne derby pliante cashmere pastel	3401099812128	
255617	canne derby pliante flore	3401099812296	
255619	canne derby pliante black & white	3401040399968	
255620	canne derby pliante indira	3401021513413	
255623	canne derby pliante flower	3401060020873	
255624	canne derby pliante girafe	3401060020880	
255625	canne derby pliante butterfly	3401060020903	
255819	canne derby pliante blister	3401051333616	