

Fiche Technique Rampe Aluminium
 Février 2019

Numero d'article	Code EAN	description	poids net
8025.005.06	8714199511446	RAMPE SEUIL ALU ANTHRACITE 78X0-3CM SECUCARE	1,16 Kg
8025.005.07	8714199511453	RAMPE SEUIL ALU ANTHRACITE 78X4-7CM SECUCARE	3,09 Kg
8025.005.08	8714199511460	RAMPE SEUIL ALU ANTHRACITE 78X5-15CM SECUCARE	4,63 Kg

material	Aluminium
épaisseur	Modèle 0-3cm : 2,5/4 mm Modèle 4-7 cm : 2,5/4 mm Modèle 5-15 cm : 3,5 /5 mm
traitement de surface	revêtement époxy exterieur
couleur	RAL 7021, structure fine
plage de température	aucune restriction
température de montage recommandée	aucune restriction
application	rampe de seuil, utiliser par rollator interieur & exterieur
méthode de nettoyage	produits de nettoyage normaux. Seringue à haute pression
charge maximale	150 Kg
angle d'inclinaison	en fonction de hauteur du seuil
résistant aux UV	Oui
anti-dérapant	raisonnable
recyclable	100%
matériel de montage	non applicable
trous de montage	2 x 4 mm