

**AIDAPT**  
Z.I. Les Ports  
127 rue des Prunus  
82800 NEGREPELISSE  
France



## Drap de Glisse Tubulaire

La gamme de draps de glisse Aidapt est fabriquée à partir de nylon revêtu de haute qualité. Les feuilles coulissantes à faible frottement aident les soignants à déplacer et à transférer les patients en toute sécurité. Ces feuilles coulissantes réduisent les risques pour le soignant de tensions et de blessures. Les bords thermoscellés sont idéaux lorsqu'il existe un risque élevé de contamination croisée entre les patients. Les feuilles de glisse tubulaires existent en différentes couleurs et tailles.

### FICHE TECHNIQUE DU PRODUIT

Tubulaire formé pour faciliter le positionnement du patient

Diminue la force appliquée au patient

Fabriqué en nylon enduit de silicone

Poignée en mousse

Fabriqué avec 62 g / m<sup>2</sup>



### Caractéristiques:

Dimensions (mm): .....1450mmx710mm  
Poids net (kg):.....0.140  
Couleur : .....Jaune

