



Déambulateur 4 roues large avec panier Days

Réf : 091169952

Marque : Days



Description du produit

Ce déambulateur 4 roues fournit un soutien pendant la marche, c'est donc une aide idéale pour les personnes âgées et les personnes handicapées. Son siège pratique permet à l'utilisateur de s'asseoir et de se reposer en cas de besoin.

Ce déambulateur 4 roues possède un rapport qualité-prix fantastique. Il comporte des poignées réglables en hauteur pour assurer la bonne position pour l'utilisateur. Les freins assurent un arrêt sécurisé et se verrouillent pour plus de sécurité. Un siège et un dossier rembourrés procurent un confort d'assise. Le panier pratique peut contenir des articles de courses et des objets personnels. Il peut être suspendu sous le siège ou s'accrocher à l'avant du cadre (ce qui permet de replier le rollator avec le panier en place).

Les grandes roues pivotantes rendent le déambulateur facile à manœuvrer. Le cadre en aluminium est léger mais assez solide pour résister à l'usure quotidienne. Il se plie facilement pour le transport et le stockage

Caractéristiques de ce déambulateur 4 roues :

- Cadre en aluminium
- Léger
- Pliage à la verticale ultra simple
- Assise relevable
- Panier amovible

- Quatre roues pleines anti crevaisson
- Très maniable grâce à ses 2 roues avant pivotantes
- Poignées anatomiques réglables en hauteur
- Freins parking (blocage des roues en poussant les poignées vers le bas)

Spécificités techniques

EAN	5028318900954
TVA	10 %
LPPR	Code générique: 1285619 (53.81 € TTC), Code individuel: 6284458 (53.81 € TTC)
Désign.	Modèle Argent avec barre de sécurité incurvée
Dim. replié (L x l x h)	60,5 x 24 x 78 cm
Couleur	Argent
Haut. Sol - poignée	76,5 - 87,5cm
Dim. Totales (L x l)	64 x 51cm
Siège (L x l)	35,5 x 31,5cm
Ø roues	20cm
Poids	7,5 kg
Poids maximum	160kg
Top vente	Oui