

Rollator **SIMPLY II**

NOUVEAU



Avec son cadre en acier, le rollator **Simply II** est le plus économique des rollators 2 roues. Ses poignées anatomiques assurent une bonne prise en main et s'ajustent en hauteur à l'aide de deux molettes de fixation.

Matériaux : acier et assise polypropylène

- > légèreté
- > roues intégrées dans le châssis
- > poignées anatomiques réglables par molettes (sécurité)
- > cadre pliable

Conditionnement :

Carton : 2 - Palette : 32



DIMENSIONS

| Rollator Simply II | | | |
|----------------------------|------------|------------------------------------|---------------|
| Hauteur assise-sol | 51 cm | Longueur poignées | 12 cm |
| Hauteur totale | 76/92.5 cm | Profondeur totale | 58 cm |
| Largeur hors tout | 56 cm | Encombrement replié | 86*56*18.5 cm |
| Largeur entre les poignées | 45 cm | Diamètre des roues avant / arrière | 115 mm |
| Dimension assise | 36*33.5 cm | Poids | 4.56 kg |

EAN, PRISE EN CHARGE

| Référence | Désignation | Code EAN | LPPR TTC 1285619 |
|-----------|--------------------|----------|------------------|
| 243801 | Rollator Simply II | | 53.81 |

