



•

 Passer commande

ROLLATOR PLIANT LONDRES

Le rollator LONDRES est muni de poignées anatomiques pour une meilleure tenue et ses roulettes à l'avant permettent une aisance du déplacement. Les embouts antidérapants assurent une bonne stabilité à l'arrêt. Il est équipé d'un siège.

[Retour](#)

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

PHOTOS

RÉFÉRENCES

- **Largeur maximum :** 60 cm
- **Réglable en hauteur :** de 78,5 à 94,5 cm
- **Hauteur sol/siège :** 54 cm
- **Profondeur :** 53,5 cm
- **Poids :** 5 kg avec siège
- **Matière :** Acier
- **Couleur :** gris métallisé
- **Diamètre du tube :** 25 mm
- **Poids maxi supporté :** 100 kg

NOS