

## Chariot Mobile à Plateaux et Hauteur Réglable

Le chariot idéal pour transporter les repas et les autres objets de la maison. Réglable en hauteur. Les plateaux uniques brevetés peuvent être installés et retirés facilement pour le nettoyage. Les matériaux utilisés sont durables pour offrir un produit très solide, pour le prescripteur ainsi que pour l'utilisateur. Les roulettes très résistantes sont fabriquées en polypropylène et munies de protège-roues brevetés intégrés pour filtrer les cheveux et les fibres.



### FICHE TECHNIQUE DU PRODUIT

Idéal pour transporter les repas / boissons chez soi  
Les plateaux enfichables sont faciles à nettoyer

Pieds réglables en hauteur pour s'adapter à la plupart des utilisateurs

N'est pas conçu pour supporter des objets lourds

Châssis en acier tubulaire

### Caractéristiques:

Dimensions (mm): .....850-955x450x600  
Poids net (kg) : .....7.9  
Couleur : .....Châssis marron, plateaux beiges  
Poids Maximum sur le Plateau (kg): .....15  
Plateau (lxP) (mm): 463x345

