

Talonnère en mousse viscoélastique

Référence	Désignation	Code LPPR
17.17050	Talonnère en mousse Viscoélastique	6255818



Principes :

- Constituée de mousse viscoélastique à mémoire de forme et évidée au niveau du talon : permet la suppression de l'appui talonnier, en restant confortable pour le patient
- Forme enveloppante qui permet de garder une liberté de mouvement

Composition :

- Mousse : Polyuréthane viscoélastique 80kg/m³
- Housse en Pharmatex : 60% polyuréthane, 40% polyester – Classement au feu CRIB 5
- Bande auto-agrippante : 100% Nylon
- Protection en Néoprène : Caoutchouc Chloroprène

Entretien :

- Mousse : éponge et eau savonneuse ou produit désinfectant – Nettoyage : vapeur saturante sans ajout de formol
La housse ne doit être remplacée qu'une fois la mousse parfaitement sèche

- Housse en Pharmatex :

