



FICHE TECHNIQUE
CASAQUES DE CHIRURGIE STERILES /
TECHNICAL DATA SHEET
STERILE SURGICAL GOWN

PRODUCT DESCRIPTION / PRODUCT DESCRIPTION

- Les casaques de chirurgie sont composées de 3 couches de fibres de polypropylène non tissés 45g/m².
- Poignets en polyteraphtalate d'éthylène (PET).
- Ne contient pas de phtalate.
- 2 étiquettes de traçabilité.
- Stérilisation à l'oxyde d'éthylène.
- Existent en différentes dimensions.
- Dispositifs médicaux de classe I stériles à usage unique conformes à la norme EN 13795.
- Date limite de péremption : 5 ans après la stérilisation.

- *Surgical gowns are composed of three layers of non woven polypropylene 45g/m².*
- *Cuffs in polyethylene terephthalate (PET).*
- *Phthalate free.*
- *2 traceability labels.*
- *Ethylene Oxide Sterilized*
- *Available in different sizes.*
- *Sterile Medical devices class I compliant with EN 13795 standard.*
- *Expiration date: 5 years after sterilization.*


CARACTERISTIQUES PHYSIQUES / PHYSICAL SPECIFICATIONS

	Objectif Target	Minimum Minimum	Maximum Maximum	Méthode de test Test method
Poids / m ² / <i>Weight / m²</i>	45 g/ m ²	42,3 g/m ²	47,7 g/m ²	ASTM D3776
Résistance au déchirement (sens machine) / <i>Tear - MD</i>	13 kg	6,8 kg	N/A	ASTM D5034
Résistance au déchirement (sens travers) / <i>Tear - CD</i>	6,4 kg	4,1 kg	N/A	ASTM D5034
Résistance à la pénétration des liquides / <i>Hydrohead</i>	60 mbar	50 mbar	N/A	IST 80.6-98
Imperméable à l'alcool / <i>Alcohol repellent</i>	8	6		IST 80.8-95

Rue du Carreau – 69960 CORBAS – France
Tel : +33 (0)4 37 90 54 44 / Fax : +33 (0)4 37 90 54 45
www.medistock.fr

DIMENSIONS, CONDITIONNEMENT / DIMENSIONS, PACKAGING

Référence	Taille <i>Size</i>	Couleur <i>Color</i>	Conditionnement <i>Packaging</i>
L11001B	M	Bleu / <i>Blue</i>	40 casques / carton <i>40 Gowns / Carton</i>
L11002B	L		
L11003B	XL		
L11004B	XXL		



Size	A	B	C	D	E	F	G	H
M	20	65	59	107	115	148	8	66
L	21	70	59	111	120	150	8	68
XL	21	71	59	131	138	160	8	73
XXL	22	78	62	138	148	170	8	73
Tolerance	±1	±2	±2	±2	±2	±2	±0.8	±2



PHOTO



Rue du Carreau – 69960 CORBAS – France
Tel : +33 (0)4 37 90 54 44 / Fax : +33 (0)4 37 90 54 45
www.medistock.fr

Mis à jour 15/10/2020