

FICHE TECHNIQUE CHARLOTTE CLIP

DESCRIPTION DU PRODUIT

Charlotte en polypropylène non tissé.
Non stérile et à usage unique avec un simple élastique.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

DIAMETRE : 50x52cm en extension.

DENSITE : 10 g/m²

UTILISATION

Dispositif de protection pour les cheveux en milieu chirurgical, médical, hôtellerie et industrie.

DESCRIPTION, COLORIS ET CONDITIONNEMENT

Référence	Coloris	Conditionnement
69MC45W	Blanc	Carton de 10 sachets de 100
69MC45WB	Blanc	Carton de 10 boîtes de 100
69MC45WB2	Blanc	Carton de 4 boîtes de 250
69MC45B	Bleu	Carton de 10 sachets de 100
69MC45BB	Bleu	Carton de 10 boîtes de 100
69MC45BB2	Bleu	Carton de 4 boîtes de 250
69MC45V	Vert	Carton de 10 sachets de 100
69MC45VB	Vert	Carton de 10 boîtes de 100

PHOTO

