

LE PETIT MOBILIER



MARCHEPIED

RÉF. MARCHEPIED	
DIM TOTALE (CM) L x H x P	39 x 35 x 49
DIM CONTRE MARCHE (CM) H	15,5
POIDS (KG)	3,5

- Marches en polyéthylène ultra résistantes
- Structure tubulaire métal soudé
- Peinture en époxy blanc
- Embouts de protection des pieds "type canne"
- Poids maximum 150 kg

MARCHEPIED

RÉF. MARCHE MP2	
DIM TOTALE (CM) L x H x P	28 x 39 x 22,4
DIM CONTRE MARCHE (CM) H	15,5
POIDS (KG)	3,5

- Marches en polyéthylène ultra résistantes
- Structure tubulaire métal soudé
- Peinture en époxy blanc
- Embouts de protection des pieds "type canne"
- Poids maximum 150 kg

GUÉRIDON 2 PLATEAUX

	RÉF. GUERIDON	RÉF. GUERIDON 40
DIM TOTALE (CM) L x H x P	60 x 88 x 42	40 x 88 x 42
DIM ENTRE LES PLATEAUX (CM)	37,5	37,5
POIDS (KG)	11	10

- Tube acier finition époxy
- Plateaux avec galeries époxy blanc
- Facilement nettoyable, désinfectable, pratique et maniable
- Livré démonté, notice fournie, montage facile
- 2 plateaux coloris blanc
- Embase renforcée/roulettes diamètre 75 mm, permettant de passer facilement les seuils de porte

GUÉRIDON 3 PLATEAUX

RÉF. GUERIDON 3P	
DIM TOTALE (CM) L x H x P	65 x 81 x 51
DIM PLATEAU (CM) L x L	44,5 x 58
DIM ENTRE LES PLATEAUX (CM)	32
POIDS (KG)	19

- Montant et supports en tube acier ovale, soudés, finition époxy blanc
- Fixation par vissage
- Doté de 4 roulettes pivotantes, 50 mm dont 2 freinées à bandage souple
- Livré démonté, notice fournie, montage facile