

# T INFRAROUGE Thera duo

**LID**  
Eclairage Lighting 

Lampe infrarouge équipée de deux coupoles avec deux ampoules 250W, sur deux flexibles L50 cm très résistants et silencieux, permettant de diviser par deux le temps des séances sur deux régions différentes (cou/épaules - cou/dos - deux cuisses...) avec une meilleure répartition de la chaleur sur les zones traitées ou de profiter d'une puissance élevée (500W) sur une seule zone de traitement.

Elle permet également d'agir à 360° sur un groupe musculaire (ex : Biceps fémoral, droit fémoral, vaste latéral...). Equipée d'une seule prise, la Thera Duo profite d'un encombrement restreint et d'une mobilité fonctionnelle.

Thera duo |  
Interrupteur classique

Idéale pour de la  
kinésithérapie sportive



## ● Dispositif Medical Classe 1

- Longueur d'onde : 1200 nm
- Consommation électrique : 250 Watts X 2
- Longévité des ampoules IR (E27) : 5000 h minimum
- Protection électrique : isolation classe I
- Normes : EN 60 601 -1/ -2-41  
EN 60 598-2-25
- Longueur de câble d'alimentation : 4 mètres
- Couleurs proposées : Blanc
- Dimensions de la tête : Diam 26 cm
- Fixations possibles :  
1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13

## RÉFÉRENCES

	Interrupteur classique	Interrupteur sans contact	Interrupteur minuteur
Thera duo	IRTDUO500	IRTDUO500-ISC	IRTDUO500MI

Ampoule IR **87115005**

