



HALOGÈNE

DIANA

LES HALOGÈNES

15 LUMENS / WATT

Les lampes halogènes offrent l'un des meilleurs rendu des couleurs (IRC 100/100) et de bonnes performances pour un prix d'achat très intéressant. Nous les équipons avec des ampoules de haute qualité et en assurons le réapprovisionnement.

Elles ont l'inconvénient d'être plus coûteuses à l'usage et productrices de chaleur



La lampe **Diana** est puissante et polyvalente. Elle est idéale pour l'examen et la petite chirurgie dans toutes les spécialités médicales. Grâce à sa poignée ergonomique, sa maniabilité est optimale.

Source dichroïque 12V/50W, OSRAM GU 5,3 Decostar ES SP 10° hautes performances (avec filtre UV).

HALOGÈNE

Watts	50 W
Kelvins	3000° K
Lumens	1000 lm
Longévité des ampoules	5000 heures minimum
Indice rendu de couleur (IRC)	100
Fixations possibles	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
Longueur de câble	3 mètres
Isolation	Classe II
Couleurs disponibles	○ ●
Tête de lampes cotes	110 x 100 mm
Base de lampe cote	69 x 69 x 115 mm
Entraxe (4 trous base de lampe)	54,5 mm

RÉFÉRENCES		
	Interrupteur classique	Interrupteur sans contact
Flexible 650 mm	BOR50651	BOR50651-ISC
Flexible 1000 mm	BOR51001	BOR51001-ISC

Distance	Lux	Diamètre éclairé
30 cm	55 000	5 cm
50 cm	31 000	7 cm
100 cm	15 000	17 cm