

medel[®]

ELITE

Tensiomètre à bras automatique avec mesure par inflation



 *Soft inflate technology*



Ecran large
rétro-éclairé



Dépistage de
l'arythmie



Moyenne des
3 dernières mesures
des 15 dernières minutes



Garantie 5 ans

Medel ELITE est un tensiomètre à bras entièrement automatique; il est équipé de la technologie "Soft Inflate" pour une mesure par inflation rapide et très précise.

La mesure par inflation est douce et confortable, et permet une durée de la mesure plus courte tout en assurant un niveau de précision plus élevé. Medel ELITE dispose de la fonction T3 qui permet de calculer la moyenne des 3 dernières mesures de façon simple et automatique. Grâce à son large écran rétro-éclairé, la lecture de la mesure est facilitée. Dispositif Médical de Classe IIa.

- Automatique • Systolique, Diastolique et mesure du pouls • 60 mémoires • Dépistage de l'arythmie • Brassard universel 22-42 cm • Ecran extra large rétro-éclairé • Chargeur micro USB • 5 ans de garantie



Entièrement
automatique, fiable
et système de
mesure confortable



Ecran rétro-éclairé



SPECIFICATIONS

Technologie	oscillométrique
Précision	Pression +/- 3 mmHg battements cardiaques +/- 5%
Plage de mesure	Pression de 0 à 300 mmHg; 40-199 battements cardiaques/min
Alimentation	4 piles AA alcaline
Mémoire	60
Utilisateurs	1
Systolique / diastolique et affichage du pouls	✓
Date et heure	✓
Dépistage de l'arythmie	✓
Fonction T3 (moyenne des 3 dernières mesures des 15 dernières minutes)	✓
Dimensions LCD (Lxl)	9,4 x 10,2 cm
Type du brassard	Doux
Taille du brassard	Universel 22-42 cm



ACCESSOIRES

- Brassard universel 22-42 cm
- Pochette souple, facile à transporter

95123

