

# COUVRE-THERMOMÈTRE TEMPASEPT, LUBRIFIÉ, BOÎTE DE 1000 P

Réf. CT40251



# COUVRE-THERMOMÈTRE TEMPASEPT, LUBRIFIÉ, BOÎTE DE 1000 P

Réf. **CT40251**

- Etui jetable, double protection, pour l'hygiène lors de la prise de température.
  - L'étui intérieur évite le contact du thermomètre avec la muqueuse.
  - La partie en couleur facilite l'ouverture de l'étui intérieur pour placer le thermomètre.
  - Le film mince et résistant garantit des résultats de mesures exacts.
  - Le lubrifiant sur l'étui intérieur facilite l'introduction rectale du thermomètre.
  - A usage unique, l'étui extérieur protège de la contamination le personnel soignant et les plans de travail.
  - Durée de conservation de l'étui : 3 ans.
- Existe en version non lubrifié.

## CARACTERISTIQUES

Dispositif médical : Oui Classe I

Marquage : CE

Code barres : 3661040069081

Garantie (mois) : 0

Code douanier : 9025900090

Stérile : Non

## MESURES

### Unité nue

### Unité emballée

Largeur unitaire (cm) : 15,5

Largeur conditionnement (cm) : 15,5

Longueur unitaire (cm) : 21,0

Longueur conditionnement (cm) : 21,0

Hauteur unitaire (cm) : 8,0

Hauteur conditionnement (cm) : 8,0

Poids unitaire (kg) : 0,841

Poids conditionnement (kg) : 0,841

## CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES :

Température mini : (N/A)

Température maxi : (N/A)

Humidité mini : (N/A)

Humidité maxi : (N/A)



07/05/2021 13:10 - Cet article est consultable sur notre site web : [www.gsh-med.fr](http://www.gsh-med.fr) avec la Réf. CT40251

Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.