

THERMOMÈTRES

Réf. BRA024

THERMOSCAN 3- IRT3030



BRAUN

Garantie 2 ans
2
Garantie 2 ans



THERMOSCAN 3- IRT3030

Le thermoscan 3- IRT3030 est un thermomètre auriculaire infra rouge pour tout la famille. Il est fiable et facile à utiliser, il possède un nouveau design et un nouvel indicateur sonore de fièvre.

CARACTÉRISTIQUES

- ◆ Prise de mesure précise en 1 seconde
- ◆ Mesure la température infrarouge générée par le tambour de l'oreille et les tissus associés pour une précision prouvée cliniquement
- ◆ Nettoyage du capteur facilité si utilisé sans embout par erreur
- ◆ Pour faciliter l'interprétation de la mesure; le nombre de bip indique un niveau normal (1 bip); élevé (2 bips) ou très élevé (4 bips) de température
- ◆ Design compact et ergonomique
- ◆ Ecran LCD sur le côté facile à lire
- ◆ Embouts utilisables avec les nouveaux nés
- ◆ Mise en mémoire de la dernière mesure pour comparer
- ◆ Arrêt automatique après 60s pour économiser les piles
- ◆ Lecture en °C ou °F
- ◆ Embouts sans bisphénol A ni latex
- ◆ Pas besoin de nettoyer ou désinfecter l'embout avant utilisation
- ◆ Utiliser un nouvel embout à chaque mesure pour : Garantir une utilisation hygiénique / Protéger de la contamination croisée/ S'assurer que les résidus de cire ou impuretés ne viennent fausser la précision de la mesure
- ◆ Accessoires fournis:-Un capuchon pour protéger le capteur
 - 21x embouts jetables
 - 1 x pile au lithium incluse
 - Trappe à pile avec fermeture de sécurité

ACCESSOIRES

BRA015 Couvre sonde x40

BRA021 Couvre sonde x800

DONNÉES TECHNIQUES

- | | | | | | |
|--------------------|----------------|-------------------------------|-------|---------------------|-----------------|
| ◆ Plages de mesure | : N/A | ◆ Humidité | : N/A | ◆ Alimentation | : Piles |
| ◆ Dimensions | : 198x98x42 mm | ◆ Pression | : N/A | ◆ Certifications | : N/A |
| ◆ Poids | : 214g | ◆ Protection eau et poussière | : N/A | ◆ Organisme notifié | : N/A |
| ◆ Température | : N/A | | | ◆ Code EAN | : 4022167330307 |

DISTRIBUTEUR DE GRANDES MARQUES DE MATÉRIEL MÉDICAL DEPUIS PLUS DE 30 ANS

T. 04 93 72 53 54 / F. 04 93 21 03 83
infos@fracito.net

23 avenue Auguste Verola
Hibiscus Park - bat E
06200 Nice France