

THERMOMÈTRE

Réf. BRA037

BRAUN THERMOSCAN® 7+ THERMOMÈTRE AURICULAIRE INFRAROUGE



BRAUN

THERMOMÈTRE AURICULAIRE INFRAROUGE

Réf. BRA037

DISPOSITIF
MÉDICAL



DIAGNOSTICS

Braun ThermoScan® 7+ avec AgePrecision®

Le thermomètre auriculaire Braun ThermoScan® 7+ dispose d'un indicateur de fièvre ajustable selon l'âge. Il est recommandé **pour toute la famille**, même pour les nouveaux-nés grâce à sa sonde grand-angle d'une précision professionnelle. Son **mode nuit** (lampe + mode silencieux) permet de surveiller la température de l'enfant sans le réveiller.

La précision du thermomètre Braun ThermoScan® est **validée cliniquement**.

CARACTÉRISTIQUES

- ◆ Indicateur de fièvre adaptable selon l'âge
- ◆ Mode nuit avec lampe pour distinguer le conduit auditif dans le noir + mode silencieux pour ne pas réveiller l'enfant
- ◆ Précision validée cliniquement
- ◆ Embout préchauffé à 34 °C
- ◆ Technologie ExacTemp® pour confirmer en quelques secondes la stabilité du thermomètre et la précision de la mesure
- ◆ Fabriqué sans BPA et sans latex

DONNÉES TECHNIQUES

- | | | |
|------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|
| ◆ Plages de mesure : 34°C - 42,2°C | ◆ Humidité : 10%~95% | ◆ Alimentation : 2 piles AA |
| ◆ Dimensions : 21,6x13,7x5,1 | ◆ Pression : N/A | ◆ Certifications : 93/42/eec |
| ◆ Poids : 310 g | ◆ Protection eau et poussière : N/A | ◆ Organisme notifié : CE 0123 |
| ◆ Température : 10°C - 40°C | | |

MENTIONS OBLIGATOIRES

Ce dispositif médical est un produit de santé réglementé qui porte, au titre de cette réglementation, le marquage CE.

Dénomination : Thermomètre auriculaire infrarouge Braun ThermoScan® 7



Destination : Mesure de la température corporelle par voie auriculaire.

Fabricant : Braun

Instructions : lire attentivement les instructions figurant dans la notice ou sur l'étiquetage

Consignes de prudence : en cas de doute, consulter un professionnel de santé

Classe : IIa



**DISTRIBUTEUR DE GRANDES MARQUES DE MATÉRIEL MÉDICAL
DEPUIS PLUS DE 30 ANS**

T. 04 93 72 53 54 / F. 04 93 21 03 83
infos@fracito.net

655 Chemin du Roguez
Parc d'activité Roguez Village – Bat E
06670 Castagniers – France

www.fracito.net