

## Tensiomètre électronique avec SPO2 **CONTE-08ATO**

Tensiomètre **automatique** avec **surveillance de la SpO2** (mesures et pléthysmogramme).

**Ecran couleur, affichage des valeurs mémorisées sous forme de liste ou de graphiques.**

**Capteur SpO2 interchangeable.**



**Nouveau concept** de tensiomètre permettant de prendre à la fois la tension artérielle et le pourcentage de SpO2 par simple ajout d'un capteur oxymétrique.

Son grand écran couleur lui permet d'afficher les 100 dernières mesures pour 3 utilisateurs ainsi que les tendances sous forme de graphiques.

### Fonction tensiomètre :

- Mesure entièrement automatique au bras de la tension et du rythme cardiaque,
- Affichage des pressions systolique, diastolique, moyenne et de la fréquence cardiaque,
- Affichage de la date et de l'heure,
- Historique des valeurs tensionnelles : liste et tendances,
- Mesure de la tension pour adulte, adulte fort et pédiatrie,
- Alarmes visuelles et sonores réglables de limites haute et basse pour diastole et systole.

### Caractéristiques :

- Gonflage et décompression automatiques,
- Extinction automatiques,
- Brassards Obèse & Pédiatrie (*en option*).

### Fonction oxymètre :

- Fonction accessible par simple ajout d'un capteur oxymétrique,
- Affichage couleur de la SpO2, de la courbe de pléthysmographie et du pouls,
- Mesure au doigt du pourcentage de SpO2 pour adulte et pédiatrie,
- Capteur interchangeable de SpO2 adulte,
- Capteur SpO2 Pédiatrique (*en option*).

Dimensions : 130 x 110 x 80 mm

Poids (unité centrale) : 300g

Alimentation : 4 piles AA (non incluses)

EAN : 6945040100324

Garantie 1 an (unité centrale)

Non destiné à un usage intensif (hôpitaux, ambulances)

Code douanier : 90181910

Origine : Chine

Stockage : -20°C/+55°C



**CONTE-BRASADULT**  
**CONTE-BRASENF**  
**CONTE-BRASNOUR**  
**CONTE-BRASNOUV**  
**CONTE-BRASOB**  
**CONTE-08-CAPA**  
**CONTE-08-CAPP**  
**CONTEADAPT**

BRASSARD ADULTE POUR CONTE-08ATO CIRC.22-32 CM  
 BRASSARD ENFANT POUR CONTE-08ATO CIRC.18-26 CM  
 BRASSARD NOURRISSON POUR TENSIOMETRE CONTE-08ATO CIRC. 10-19 CM  
 BRASSARD NOUVEAU NE POUR TENSIOMETRE CONTE-08ATO CIRC.6-11 CM  
 BRASSARD OBESE POUR TENSIOMETRE CONTE-08ATO CIRC.32-43 CM  
 CAPTEUR SPO2 ADULTE (AVEC CABLE) POUR CONTE-08ATO  
 CAPTEUR SPO2 -PEDIATRIQUE (AVEC CABLE) PR CONTE-08ATO  
 ADAPTATEUR POUR ALIMENTATION SECTEUR POUR -REF CONTE-08ATO