


ADATTATORI SERIE F9017
ADAPTORS - F9017 SERIES

F9017W – universale / *multifunction*



Adattatori universali per il collegamento di elettrodi monouso e riutilizzabili a linguetta, clip o pinzetta, con cavi di apparecchiature per elettrostimolazione e per elettrocardiografia, dotati di spinotto maschio 4mm elastico.

Multifunction adaptors for connection of disposable and reusable electrodes with grabber, clip or tab to electrostimulation and ECG recording cables for devices equipped with 4mm spring loaded plugs.

F9017/4PW

per elettrodi a clip
for clip electrodes



CARATTERISTICHE TECNICHE – TECHNICAL FEATURES

| MODELLO – REF | F9017W | F9017/4PW |
|--|---|---------------------|
| COLORE RIVESTIMENTO PLASTICO PLASTIC COVER COLOUR | Bianco White | Bianco White |
| CONNESSIONE ALLA MACCHINA/ ALTRO CAVO CONNECTION TO DEVICE/ OTHER CABLE | Connettore femmina 4mm 4mm socket | |
| CONNESSIONE ALL'ELETTRODO A LINGUETTA CONNECTION TAB ELECTRODE | Coccodrillo Bianco White Alligator | / |
| CONNESSIONE ALL'ELETTRODO A CLIP CONNECTION CLIP ELECTRODE | | Pinzetta Grabber |
| DIMENSIONI - DIMENSIONS (mm) | 14 x 54 x 17 | 22.5 x 33 |
| CONTATTO - TOUCH | Acciaio Inox Stainless Steel | |
| RIVESTIMENTO PLASTICO PLASTIC COVER | ABS | |
| CONFORMITÀ ALLA NORMATIVA COMPLIANCE TO STANDARDS | Regolamento (UE) 2017/745. Dispositivo medico in classe I. Regulation (EU) 2017/745. Class I medical device. | |

CONFEZIONAMENTO – PACKAGING

| | |
|---|---|
| CONFEZIONE DI VENDITA SALE PACKAGING | 10pz in busta minigrip 10pcs in minigrip pouch. |
| IMMAGAZZINAMENTO STORAGE | Temperatura: 0 ÷ +50°C – Umidità relativa: 20 ÷ 80% Temperature 0 ÷ +50°C - Relative humidity: 20 ÷ 80% |
| SCADENZA EXPIRY | 5 anni dalla data di produzione se conservati correttamente 5 years from production date if correctly stored |