

ELECTROCARDIOGRAPHES

Réf. EDA331

EDAN ISE-1210 AVEC POIGNÉE



Garantie 2 ans
2
Garantie 2 ans

ELECTROCARDIOGRAPHES

Réf. EDA331

DISPOSITIF
MÉDICAL

IIA



DIAGNOSTICS

EDAN iSE-1210 AVEC POIGNÉE

L'ECG iSE avec poignée de chez EDAN est un ECG sur tablette tactile portable, doté de technologies avancées et de logiciels intelligents fournissant au clinicien des interprétations de résultats fiables, améliorant ainsi sa productivité. Performant et design, l'iSE est adapté à toutes les types de structures et vous offrira une expérience d'utilisation innovante.

CARACTÉRISTIQUES

- ◆ Design léger et facilement transportable
- ◆ Ecran tactile HD de 10.1 pouces
- ◆ Facilement nettoyable et désinfectable
- ◆ Fonction d'analyse de Pacemaker
- ◆ Technologie de filtre auto-adaptatif
- ◆ Algorithme SEMIP
- ◆ Échantillonnage intelligent et précis
- ◆ Connectivité USB, Bluetooth et Wifi
- ◆ Emplacement pour carte SIM et carte SD
- ◆ Mémoire de 200 000 mesures
- ◆ Possibilité d'exporter en PDF ou USB
- ◆ Dispose d'un port Ethernet, 3 USB-B, et 1 USB-C
- ◆ Interprétation automatique P2
- ◆ Dispose d'un lecteur de code barres et d'un lecteur infrarouge
- ◆ Dispose d'un port USB et d'un NFC

Conforme aux normes :

- CEI 60601-1:2005/A1:2012
- EN 60601-1:2006/A1:2013
- CEI 60601-1-2:2014
- EN 60601-1-2:2015
- CEI/EN 60601-2-25

DONNÉES TECHNIQUES

- ◆ Plages de mesure : N/A
- ◆ Dimensions : 270x180x28mm
- ◆ Poids : 12 kg
- ◆ Température : de -20°C à +55°C
- ◆ Humidité : 15 à 95%
- ◆ Pression : 700 hPa à 1060 hPa
- ◆ Protection eau et poussière : N/A
- ◆ Condensation : sans condensation
- ◆ Alimentation : batterie lithium-ion
- ◆ Certifications : 93/42/CEE ; 2017/745
- ◆ Organisme notifié : CE0123
- ◆ Code EAN : 06944413812239

DISTRIBUTEUR DE GRANDES MARQUES DE MATÉRIEL MÉDICAL DEPUIS PLUS DE 30 ANS

T. 04 93 72 53 54 / F. 04 93 21 03 83
infos@frafto.net

655 Chemin du Roguez
Parc d'activité Roguez Village –
Bat E
06670 Castagniers – France

www.frafto.net