



ORL

SMARTLIGHT



Spengler

FABRICANT FRANÇAIS
DEPUIS 1907

2 ANS
GARANTIE



FICHE PRODUIT



OPTION :

- Ampoule LED en option pour une lumière blanche et optimale.



- Trousse de transport en nylon avec tube pour spéculums.

La qualité Spengler

L'otoscope SMARTLIGHT de Spengler bénéficie d'un éclairage conventionnel (ampoule XHL Xénon/Halogène) permettant la diffusion d'une lumière homogène et concentrée dans le canal auriculaire et sur le tympan.

Le SMARTLIGHT de Spengler est parfaitement adapté à l'illumination requise au cabinet médical en pratique quotidienne.

OTOSCOPE À ÉCLAIRAGE CONVENTIONNEL

Smartlight est un otoscope conventionnel, léger et résistant. Idéal pour une auscultation O.R.L. et particulièrement adapté aux visites à domicile.

- 1 Tête**
Bimatière, en ABS et laiton.
Tête vissée pour une fixation sûre.
- 2 Support pour spéculum à usage unique**
de 2,5 mm, 3 mm, 4 mm et 5 mm.
- 3 Loupe pivotante**
En acrylique, grossissement 3 fois.
- 4 Éclairage direct**
L'ampoule XHL Xénon/Halogène diffuse une lumière concentrée et homogène. Ampoule LED en option pour une lumière blanche et optimale.

- 5 Interrupteur marche / arrêt**

- 6 Clip de poche**

- 7 Compartiment à piles**
Contient 2 piles alcalines LR06 AA 1,5 V (fournies).

Coloris disponibles
Noir et blanc.

CE



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Tête	Matière intérieure	ABS
	Matière extérieure	ABS
	Support de spéculum	Laiton
	Support d'ampoule	Laiton
	Loupe pivotante	Grossissement 3 fois En polypropylène (PP)
Manche	Matière	En ABS, en polypropylène (PP) et polyoxyméthylène (POM)
Éclairage	Ampoule	XHL (Xénon/Halogène)
	Tension	2,5 Volts
	Intensité	0,15 A
Luminance		24 Lumens
Alimentation	Piles	2 x LR06 AA alcalines 1,5 volts (fournies)
Accessoires	Fournis	Spéculums à usage unique Ø 4 mm : 4 pièces
		Spéculums à usage unique Ø 2,5 mm : 4 pièces
Longueur totale		16,2 cm
Dimensions de la boîte		192 x 100 x 34 mm (L x l x h)
Poids de l'otoscope (de la boîte complète)		100 g (224 g)
GARANTIE SPENGLER (dans les conditions normales d'utilisation)	2 ANS	Sauf tête et manche Consommables exclus (spéculums, ampoule, piles)
GARANTIE LÉGALE	À VIE	Contre tout défaut et vice de fabrication cachés à compter de la date d'achat
Normes		DDM 2007/47/CE, Classe I - IEC 60601-1 : 1995, IEC 60601-1-2:2007

Modèle	Référence
Smartlight - coloris noir	570 310
Smartlight - coloris blanc	570 311
Accessoires	
Spéculum auriculaire 4 mm (boîte de 250)	L20848
Spéculum auriculaire 2,5 mm (boîte de 250)	L20847
Loupe pivotante et vis de fixation	570 512
Ampoule Xénon Halogène XHL	570 313
Ampoule LED	570 314
Trousse de transport et de protection en nylon avec tube pour spéculums	570 312

LA QUALITÉ SPENGLER

Assurance qualité

Fabrication française certifiée NF EN ISO 9001: 2008 et NF EN ISO 13485:2012.

Marquage CE

Directive Européenne 93/42/CEE et sa modification 2007/47/CE : otoscopes : classe I. L'otoscope SMARTLIGHT de Spengler répond aux exigences essentielles de sécurité, santé, hygiène et protection de l'environnement.

Service après-vente

Spengler assure la maintenance et la réparation et forme ses revendeurs à ces services.

Garantie

Garantie légale (art. 1641 et 1648 du Code Civil) : l'otoscope SMARTLIGHT de Spengler est garanti à vie contre tout défaut et vice de fabrication cachés à compter de la date d'achat. Garantie Spengler de 2 ans de l'otoscope

SMARTLIGHT (dans les conditions normales d'utilisation) : remplacement gratuit des pièces reconnues défectueuses par échange standard (vice de fonctionnement provenant d'un défaut de matière, de fabrication ou de conception) par notre service après-vente.

Les pièces d'usure (ampoule, piles) ne sont pas couvertes par la garantie. La garantie ne couvre pas les défauts d'entretien de la part de l'utilisateur.