

MoliCare® Premium Form

Protections anatomiques



Référence	Taille ou dimensions	Code EAN sachet	Code EAN carton	Code EAN palette
168406	6 gouttes	4052199 582 351	4052199603131	4052199583785
168408	8 gouttes	4052199 582 382	4052199582719	4052199583815
168409	9 gouttes	4052199 582 399	4052199582726	4052199583822

Produit

Les produits Molicare® Premium Form sont des protections anatomiques absorbantes pour les soins d'incontinence. Associés à un slip de fixation, les produits conviennent pour une utilisation en cas de fuites urinaires ou fécales quel que soit le degré d'incontinence.

Les produits Confiance® Secure sont destinés aux patients mobiles (valides, semi-valides) à immobiles (dépendants, alités ou grabataires) (femmes et hommes).

Testé sous contrôle dermatologique.

Les produits sont à usage unique et doivent être changés régulièrement autant que nécessaire.

Indications / Classification

Indiqué quel que soit le degré d'incontinence urinaire et fécale.

Les produits peuvent être utilisés dans un environnement de soins à domicile et/ou dans des établissements de soins professionnels. La pose peut être effectuée par un aidant et/ou un professionnel de la santé ou par le patient lui-même.

MoliCare® Premium Form est un dispositif médical de classe I.

Spécifications



Composition :

Voile externe : non-tissé en polyéthylène blanc sur lequel est imprimé le nom du produit et le code couleur pour différencier facilement le niveau d'absorption

Structure du coussin absorbant :

1. Membrane d'absorption : non-tissé blanc hydrophile au pH neutre pour la peau

2. Coussin absorbant : cellulose* avec polymère superabsorbant

3. Coussin de maintien : cellulose*

* Blanchie sans chlore élémentaire

Adhésif : colle type hotmelt

Voile de surface : non-tissé hydrophile en polypropylène blanc

Barrières anti-fuites : non-tissé hydrophobe en polypropylène blanc

Elastiques : au niveau des barrières anti-fuites à l'entrejambe

Indicateur d'humidité : encre hydrosoluble

Caractéristiques :

Référence	Longueur totale	Largeur totale	Poids total du produit
168406	690 mm +/- 10%	690 mm +/- 10%	93 g +/- 10%
168408	690 mm +/- 10%	300 mm +/- 10%	105 g +/- 10%
168409	690 mm +/- 10%	300 mm +/- 10%	131 g +/- 10%

Performances :

Référence	Vitesse d'acquisition 1ère miction	Relargage 1ère miction	Vitesse d'acquisition 2ème miction	Relargage 2ème miction
168406	110 ml : max. 90 s	110 ml : 0,3 max. 0,5 g	110 ml : max. 90 s	220 ml : 0,8 max. 1,5 g
168408	200 ml : max. 90 s	200 ml : 0,3 max. 0,5 g	200 ml : max. 90 s	400 ml : 0,8 max. 1,5 g
168409	190 ml : max. 90 s	190 ml : 0,3 max. 0,5 g	190 ml : max. 90 s	380 ml : 0,8 max. 1,5 g

Référence	Absorption ISO 11948-1*
168406	2 353 ml
168408	3 017 ml
168409	3 399 ml

*Ces mesures sont effectuées par un laboratoire indépendant.

Lieu de fabrication : France et Allemagne

Absence de latex.

Présentation / Conditionnement

Les produits MoliCare® Premium Form sont conditionnés en sachet (polyéthylène), puis en carton. Le numéro de lot figurant sur le produit, le sachet et le carton permet d'assurer la traçabilité.

Référence	Nb unités / sachet	Nb sachets / carton	Nb cartons / palette
168406	32	4	16
168408	32	4	16
168409	16	4	16

Référence	Dimensions sachet	Dimensions carton	Dimensions palette
168406	380 x 215 x 270 mm	555 x 395 x 446 mm	1200 x 800 x 1928 mm
168408	380 x 215 x 270 mm	555 x 395 x 446 mm	1200 x 800 x 1928 mm
168409	380 x 210 x 270 mm	555 x 395 x 446 mm	1200 x 800 x 1928 mm

Conserver dans un endroit frais, propre et sec.

Péremption

Durée de vie : 5 ans.