

MoliMed® for men Active

Protection anatomique masculine

Référence 168600 Taille Active Code EAN carton 4049500344159 Code EAN palette 4049500605076



Produit

Protection absorbante très discrète en forme de coquille pénienne.

Indications / Classification

Pour incontinence légère chez l'homme, plus particulièrement destinée à des patients mobiles et actifs. Sa forme anatomique lui confère un port discret et confortable. Sa bande adhésive lui permet une fixation efficace aux sous-vêtements ou aux slips filets MoliPants®.

MoliMed® for men Active est un dispositif médical de classe I.

Spécifications



Composition :

Voile de nontissé en polypropylène cardé :

- grammage : 25 g/m²
- résistance mécanique élevée à sec ainsi qu'à l'état l'humide
- pas d'azurant optique

Voile nontissé :

- matière : nontissé et film
- grammage : 31 g/m²
- largeur : 150 mm

Coussin absorbant :

- le coussin absorbant est constitué de cellulose défibrée, de superabsorbant et d'une fibre spéciale garantissant une bonne répartition du liquide.

Collage :

- par colle type Hotmelt

Attache adhésive :

- de grande dimension. Elle permet une fixation aisée au slip ou au slip-filet MoliPants®.

Caractéristiques :

Référence	Longueur totale	Largeur totale	Poids total du produit
168600	260 mm +/- 3mm	145 mm +/- 0mm	13,9 +/- 2,0 g

Performances :

Référence	Vitesse d'acquisition 1 ^{ère} miction	Relargage 1 ^{ère} miction	Vitesse d'acquisition 2 ^{ème} miction	Relargage 2 ^{ème} miction
168600	50 ml : max 50 s	50 ml : max 0,2 g	25 ml : max 60 s	75 ml : max 2,0 g

Référence	Absorption Afnor	Absorption Rothwell
168600	210 ml	338 ml



Absence de latex.

Lieu de fabrication : Allemagne

Présentation / Conditionnement

En sachet polyéthylène.

Référence	Nb unités / sachet	Nb sachets / carton	Nb cartons / palette
168600	14	12	48

Référence	Dimensions sachet	Dimensions carton	Dimensions palette
168600	160 x 92 x 145 mm	328 x 298 x 292 mm	1200 x 800 x 1902 mm