

MoliCare® Premium Form

Protection anatomique



Référence	Absorption	Code EAN sachet	Code EAN carton	Code EAN demi-palette	Code EAN palette
168401	6 gouttes for MEN	4052199582368	4052199582696	4052199639703	4052199583792
168403	3 gouttes	4052199582320	4052219958265	/	4052199582986
168404	4 gouttes	4052199582337	4052199582658	4052199639680	4052199582993
168405	5 gouttes	4052199582344	4052199582672	4052199639673	4052199583006
168406	6 gouttes	4052199582351	4052199582689	4052199639697	4052199583785
168407	7 gouttes	4052199582375	4052199582702	4052199639666	4052199583808
168408	8 gouttes	4052199582382	4052199582719	4052199639659	4052199583815
168409	9 gouttes	4052199582399	4052199582726	4052199648156	4052199583822

Produit

Les produits MoliCare® Premium Form sont des protections anatomiques absorbantes pour les soins d'incontinence. Associés à un slip de fixation, les produits conviennent pour une utilisation en cas de fuites urinaires ou fécales quel que soit le degré d'incontinence.

Les produits MoliCare® Premium Form sont destinés aux patients mobiles (valides, semi-valides) à immobiles (dépendants, alités ou grabataires) (femmes et hommes).

Testé sous contrôle dermatologique.

Les produits sont à usage unique et doivent être changés régulièrement autant que nécessaire.

Indications / Classification

Indiqué quel que soit le degré d'incontinence urinaire et fécale.

Les produits peuvent être utilisés dans un environnement de soins à domicile et/ou dans des établissements de soins professionnels. La pose peut être effectuée par un aidant et/ou un professionnel de la santé ou par le patient lui-même.

MoliCare® Premium Form est un dispositif médical de classe I.

Spécifications



Composition :

Voile externe : non-tissé en polyéthylène blanc sur lequel est imprimé le nom du produit et le code couleur pour différencier facilement le niveau d'absorption

Structure du coussin absorbant :

1. Membrane d'absorption : non-tissé blanc hydrophile au pH neutre pour la peau
2. Coussin absorbant : cellulose* avec polymère superabsorbant
3. Coussin de maintien : cellulose*

* Blanchie sans chlore élémentaire

Adhésif : colle type hotmelt

Voile de surface : non-tissé hydrophile en polypropylène blanc

Barrières anti-fuites : non-tissé hydrophobe en polypropylène blanc

Elastiques : au niveau des barrières anti-fuites à l'entrejambe

Indicateur d'humidité : encre hydrosoluble

Caractéristiques :

Référence	Longueur totale	Largeur totale à l'avant	Largeur totale à l'arrière	Poids total du change
168401	690 mm ± 10%	310 mm ± 10%	310 mm ± 10%	93 g ± 10%
168403	525 mm ± 10%	260 mm ± 10%	280 mm ± 10%	50 g ± 10%
168404	620 mm ± 10%	280 mm ± 10%	295 mm ± 10%	57 g ± 10%
168405	620 mm ± 10%	280 mm ± 10%	295 mm ± 10%	62 g ± 10%
168406	690 mm ± 10%	300 mm ± 10%	310 mm ± 10%	93 g ± 10%
168407	690 mm ± 10%	300 mm ± 10%	310 mm ± 10%	97 g ± 10%
168408	690 mm ± 10%	300 mm ± 10%	310 mm ± 10%	105 g ± 10%
168409	690 mm ± 10%	300 mm ± 10%	310 mm ± 10%	131 g ± 10%

Performances :

Référence	Vitesse d'acquisition 1ère miction	Relargage 1ère miction	Vitesse d'acquisition 2ème miction	Relargage 2ème miction
168401	110 ml : max. 70 s	110 ml : 0,3 max. 0,5 g	110 ml : max. 70s	220 ml : 0,8 max. 1,5 g
168403	60 ml : max. 50 s	60 ml : 0,3 max. 0,5 g	60 ml : max. 50 s	120 ml : 0,8 max. 1,5 g
168404	70 ml : max. 50 s	70 ml : 0,3 max. 0,5 g	70 ml : max. 50 s	140 ml : 0,8 max. 1,5 g
168405	100 ml : max. 90 s	100 ml : 0,3 max. 0,5 g	100 ml : max. 90s	200 ml : 0,8 max. 1,5 g
168406	110 ml : max. 90 s	110 ml : 0,3 max. 0,5 g	110 ml : max. 90s	220 ml : 0,8 max. 1,5 g
168407	140 ml : max. 90 s	140 ml : 0,3 max. 0,5 g	140 ml : max. 90s	280 ml : 0,8 max. 1,5 g
168408	200 ml : max. 90 s	200 ml : 0,3 max. 0,5 g	200 ml : max. 90s	400 ml : 0,8 max. 1,5 g
168409	190 ml : max 90 s	190 ml : 0.3 max. 0.5 g	190 ml : max. 90s	380 ml : 0.8 max. 1.5 g

Référence	Absorption Afnor
168401	2 441 ml
168403	1 290 ml
168404	1 492 ml
168405	1 661 ml
168406	2 353 ml
168407	2 598 ml
168408	3 017 ml
168409	3 399 ml

*Ces mesures sont effectuées et certifiées par un laboratoire indépendant.
Absence de latex.

Lieu de fabrication : France et Allemagne.

Présentation / Conditionnement

Les produits MoliCare® Premium Form sont conditionnés en sachet (polyéthylène), puis en carton.
Le numéro de lot figurant sur le produit, le sachet et le carton, permet d'assurer la traçabilité.

Référence	Nb unités / sachet	Nb sachets / carton	Nb cartons / palette
168401	32	4	16
168403	32	4	28
168404	32	4	28
168405	32	4	28
168406	32	4	16
168407	32	4	16
168408	32	4	16
168409	16	4	16

Référence	Dimensions sachet	Dimensions carton	Dimensions palette
168401	380 x 215 x 280 mm	575 x 395 x 446 mm	1200 x 800 x 1928 mm
168403	290 x 180 x 240 mm	595 x 395 x 257 mm	1200 x 800 x 1943 mm
168404	290 x 190 x 240 mm	595 x 395 x 257 mm	1200 x 800 x 1943 mm
168405	290 x 190 x 240 mm	595 x 395 x 257 mm	1200 x 800 x 1943 mm
168406	380 x 215 x 270 mm	555 x 395 x 446 mm	1200 x 800 x 1928 mm
168407	380 x 215 x 270 mm	555 x 395 x 446 mm	1200 x 800 x 1928 mm
168408	380 x 215 x 270 mm	555 x 395 x 446 mm	1200 x 800 x 1928 mm
168409	380 x 210 x 270 mm	555 x 395 x 446 mm	1200 x 800 x 1928 mm

Conserver dans un endroit frais, propre et sec.

Péremption

Durée de vie : 5 ans.