



## MoliCare® Rectangular Protections droites

Référence	Taille	Code EAN carton	Code EAN demi-palette	Code EAN palette
160890	3 Gouttes - 20 x 40 cm	4052199502786	4052199539492	4052199502793
148530	3,5 Gouttes - 11 x 35 cm	4052199502755	4052199539508	4052199502762
160892	4 Gouttes - 20 x 60 cm	4052199502816	4052199539522	4052199502823
160860	5 Gouttes - 15 x 60 cm	4052199502724	4052199539515	4052199502731



### Produit

MoliCare® Rectangular est une couche droite constituée d'un coussin absorbant recouvert d'une voile de surface en non-tissé hydrophile et d'un film externe.

MoliCare® Rectangular 3G, 3,5G et 4G sont des couches droites intraversables grâce au film externe en polyéthylène.

MoliCare® Rectangular 5G est une couche droite traversable grâce au film externe en non-tissé.

Testé sous contrôle dermatologique

### Indications / Classification

Pour l'incontinence urinaire et fécale légère chez l'adulte.

MoliCare® Rectangular est un dispositif médical de classe I.

### Spécifications



#### Composition :

- Un non-tissé en polypropylène, hydrophile, recouvrant la totalité de la surface
- Un coussin absorbant constitué de :
  - Cellulose et superabsorbant pour MoliCare® Rectangular 3,5G et 5G
  - Cellulose pour MoliCare® Rectangular 3G et 4G
- Un film externe composé de :
  - Polyéthylène intraversable pour MoliCare® Rectangular 3G, 3,5G et 4G
  - Non-tissé traversable pour MoliCare® Rectangular 5G
- L'ensemble est collé par de la colle type Hotmelt

#### Caractéristiques :

Référence	Longueur totale	Largeur totale	Poids total du change	Poids du coussin absorbant
160890	40 cm env.	20 cm env.	23,7g +/- 10%	19,8g +/- 10%
148530	35 cm env.	10,8 cm env.	27,7g +/- 10%	24,7g +/- 10%
160892	60 cm env.	20 cm env.	37,7g +/- 10%	31,8g +/- 10%
160860	60 cm env.	15 cm env.	52,9g +/- 10%	49,1g +/- 10%



Performance :

Référence	Absorption ISO 11948-1*
160890	430 ml
148530	691 ml
160892	780 ml
160860	1045 ml

\*Ces mesures sont effectuées par un laboratoire indépendant.

Absence de latex.

Lieu de fabrication : Allemagne

## Présentation / Conditionnement

En sachet polyéthylène.

Référence	Taille	Nb unités / sachet	Nb sachets / carton	Nb cartons / palette
160890	3 Gouttes - 20 x 40 cm	50	6	24
148530	3,5 Gouttes - 11 x 35 cm	56	4	24
160892	4 Gouttes - 20 x 60 cm	50	4	24
160860	5 Gouttes - 15 x 60 cm	28	4	24

Référence	Taille	Dimensions sachet	Dimensions carton	Dimensions palette
160890	3 Gouttes - 20 x 40 cm	260 x 190 x 194 mm	590 x 393 x 276 mm	1200 x 800 x 1806 mm
148530	3,5 Gouttes - 11 x 35 cm	375 x 108 x 340 mm	388 x 358 x 450 mm	1200 x 800 x 1950 mm
160892	4 Gouttes - 20 x 60 cm	280 x 190 x 280 mm	593 x 393 x 296 mm	1200 x 800 x 1926 mm
160860	5 Gouttes - 15 x 60 cm	275 x 150 x 280 mm	593 x 313 x 291 mm	1200 x 800 x 1896 mm