

Alèse Abri-Soft *Superdry* - 80x180 cm - 1600 ml

PROTECTION LITÉRIE



Utilisateurs :



Fabrication Française

Testé dermatologiquement
Produits sans risque d'irritation

Label FSC
Cellulose provenant de forêts responsables

Ecolabel Nordic Swan
Produits respectueux de l'utilisateur et de son environnement

Patients



ABRI-SOFT

Description produit:

- Destinée à la protection des lits et matelas
- Idéale comme protection supplémentaire contre les fuites (feuille extérieure imperméable avec quatre bordures collées)
- Non tissé doux assurant un confort maximal aux utilisateurs
- Contient du SAP (polymère super absorbant) qui enferme les liquides à l'intérieur du matelas absorbant
- Chaque rabat mesure 80x45 cm

Données de Sécurité:

- Sans Latex : évite le risque d'allergie au latex
- Test d'absorption effectué selon la méthode Rothwell (ISO11948-1)
- N° d'enregistrement déclaration CE : FR/CA01/9903026V

Informations réglementaires:

- Dispositif médical classe I
- Marquage CE (MDR 2017/745)



Références	Dimensions	Matière	Absorption (ml)
1000023479	80 x 180 cm	Fluff + non-tissé + PE + SAP	1600

Alèse Abri-Soft *Superdry* - 80x180 cm - 1600 ml

PROTECTION LITERIE

DONNEES LOGISTIQUES

Référence	Unités / sachet	Unités : sachets/ carton	Cartons / palette
1000023479	30	4 / 120	24 cartons
Dimensions carton	Poids carton (brut)	Plan de palettisation	Code GTIN
60,9 x 40,4 x 33,3 cm	10 kg	6 rangées de 4 cartons	Sachet: 5713571004821 Carton: 5713571004838
Marquage CE	Fabrication	Durée de vie	Poids produit
Oui	France	5 ans	77 g (+/-5)
Stockage	Ne doit pas être exposé à l'humidité et au soleil. Doit être stocké sous une température comprise entre 5 et 40°C.		

Produit associé

Alèse Superdry 80x90 cm

Réf: 10000023480

