

- Alèse absorbante qui maintient au sec.
- Dissipe et absorbe les liquides dans sa structure
4 couches complexée composée de fibres hydrophobes.
- Imperméable grâce à son film polyuréthane.
- Ne laisse pas passer les liquides.
- Se pose sur le drap, évite de laver toute la literie.
- **Composition :**
95 %Fibres et feutres polyester
5% Polyuréthane – 425g/m² (+ 10g)
- Lavable à 90°C

joleti



RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	DIMENSIONS	CONDITIONNEMENT
1 8 24 023 000	Alèse réutilisable 85 x 90 cm JOLETI	85 x 90 cm	À l'unité
18 24 022 000	Alèse réutilisable 85 x 180 cm JOLETI	85 x 180 cm	À l'unité



LA
CENTRALE
MÉDICALE

La Centrale Médicale
ZI de la Petite Dimerie
15, rue du 11 Novembre
62310 FRUGES (FRANCE)



CLINIBED
1, Rue Leuridan Noclain,
59150 WATTRELOS