



iD INTIME

5551255120

MEDIUM NORMAL (80-120cm)

ABSORPTION



DIMENSIONS (mm)

Longueur totale
Largeur totale (tendu)
Longueur tampon
Largeur tampon (av/ar)

STANDARD

690 mm
680 mm
440 mm
120 mm

TOLERANCE

+/- 5%
+/- 5%
+/- 5%
+/- 5%



POIDS (g)

Poids Total

STANDARD

43 g

TOLERANCE

+/- 10%



COMPOSITIONS

Fibre
Super Absorbant
Voile intérieur
Film de protection tampon
Voile d'acquisition
Barrière anti-fuite
Elastique barrière anti-fuite
Elastiques entre jambes
Enveloppe extérieure textile
Ceinture élastique
Ceinture de hanche

Cellulose pulp
Polyacrylate de sodium (odour control)
Polypropylène hydrophile
Polyéthylène, polypropylène
PET/co-PET
Polypropylène hydrophobe
2 x 2 élastiques synthétiques
2 x 3 élastiques synthétiques
Polypropylène hydrophobe
2 x 5 élastiques synthétiques
Film élastique à base de copolymères de polyoléfine

Fabriqué en Europe



PERFORMANCE

Absorption ISO 11-948 (ROTHWELL) 805 ml



CONDITIONNEMENT

Sac 12 pièces
Carton 8 sacs
Palette 45 cartons

