

FICHE TECHNIQUE

iD Slip Medium Maxi Prime

56302100150-01 (80-125cm)



DIMENSIONS (mm)

Longueur totale
Largeur totale
Longueur tampon
Largeur tampon (av/ar)
Pliage

CIBLE

800 mm
680 mm
630 mm
280/ 300 mm
3

TOLERANCE

+/- 20 mm
+/- 20 mm
+/- 20 mm
+/- 20 mm

POIDS (g)

Poids total

CIBLE

206 g

TOLERANCE

+/- 5%

COMPOSITION

Corps absorbant	100% fibres cellulosiques blanches
Voile intérieur	polypropylène hydrophile
Enveloppe extérieure	complexe PP/PE zone imprimé violet
Barrières anti-fuites	polypropylène hydrophobe
Elastiques barrière anti-fuites	2x1 fils
Elastiques entrejambe	2x3 fils
Attaches de fermeture	4 attaches COMBI-Flex wave
Super absorbant	polyacrylate de sodium (limiteur d'odeur)
Témoin d'humidité	1 trait de colle + encre
Voile d'acquisition	complexe PET/PP blanc
Ceinture élastique	complexe PP élastique transparent
Fabriqué en Europe	

PERFORMANCE

Absorption ISO 11-948
(ROTHWELL)

ABSORPTION

4100 ml

TOLERANCE

+/- 10 %

CONDITIONNEMENT

Sachet	15 changes
Carton	3 sachets
Palette	36 cartons

Tous nos produits sont testés sous contrôle dermatologique, sont sans latex et portent un marquage CE.

